

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 (JMDN コード : 70911000)

歯科用抗菌 BC グローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) この製品は合成ゴムを使用しています。
合成ゴムはかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血液低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合は、直ちに使用を中止し医師に相談のこと。
- 2) 合成ゴムによるアナフィラキシー様症状の経験がある医療従事者の使用及び患者への使用禁止。
- 3) この製品は歯科用デスポーザブル製品なので再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ・左右兼用（平手タイプ）
- ・パウダーフリー
- ・サイズ : XS, S, M, L
- ・未滅菌
- ・主原料 : ニトリルゴム

【使用目的又は効果】

歯科の診療、治療及び処置に用いるゴム製の手袋。手術に用いるものを除く。

【使用方法等】

- ・最小包装単位包装から手袋を取り出す。
- ・手に装着する。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- 1) 使用は1回限りで破棄すること。

【使用上の注意】

- 1) 本製品は、刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意すること。
- 2) 本製品は未滅菌です。
- 3) 使用前にピンホール、破れが無いことを確認の上、使用すること。
- 4) 合成ゴムによるアレルギーの既往歴のある方は使用しないこと。

- 5) 本製品はデスポーザブルタイプですので、感染防止のため患者ごとに新しいものに取り替えること。

- 6) [使用目的又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。

- 7) 本製品は歯科医療従事者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- (1) 品質保持のため、40℃以上の高温、多湿、直射日光のあたる場所は避けて、保管してください。
- (2) 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

〈使用期間〉

製造年月より3年間(個装箱に記載)
(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

中村デンタル株式会社
電話番号 03-3955-5307

〔製造業者〕

外国製造業者 : Hartalega NGC Sdn. Bhd.
国名 : マレーシア