

医療用品 3 手術用手袋及び指サック

歯科用手袋 70911000

ラテックスグローブ フィットシールド ニューイエロー

再利用禁止

【禁忌・禁止】

- 天然ゴムで作られており、かゆみ、発赤、蕁麻疹を起こすことがあります。また、過去に血圧低下、呼吸困難、喘息様症状、むくみなどのアナフィラキシー様症状を起こしたことがある方は使用禁止。
- 再使用することは絶対禁止

【形状・構造等】

- 左右兼用型歯科用手袋（パウダー無し）
- 材質は天然ゴムを使用している。
- サイズは、XS、S、M、L の 4 種類ある。

【性能、使用目的、効能又は効果】

- 歯科処置において、患者及び歯科医療従事者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法】

- 両手を流水にて洗浄し、よく乾燥させてから装着する。
その後適当な消毒剤にてグローブ表面を消毒・乾燥して使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 本品は歯科医療従事者が使用すること。
- 本品は記載の使用目的以外使用しないこと。
- 鋭利な器具に触れると破れる場合があるので、穴あき等の異常が認められた場合は速やかに使用を中止すること
- 本品は薬剤によっては、膨張したり、浸透したりする場合があるので注意すること。
- シリコン系印象剤の中に、このグローブに接触すると硬化が遅れるものがあるので注意すること。

2. 重要な基本的注意

- 万一この包装が破損もしくは何らかの液体に浸かって、本品に影響が生じたと思われる場合やピンホールなどの異常が認められる場合は使用を避けること。
- まれではあるが上記で述べたアナフィラキシーショックを起こすことがある。
- アレルギーではなく、手の不完全な洗浄・乾燥により
いろいろな歯科材料に含まれる化学成分が手指に残存して起こる皮膚炎も存在するので手を清潔に保つこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

- 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管すること。
- 開封後はエックス線機器、オゾン発生装置等に近づけないこと。

（使用期限）

- 製造年月日より 3 年間（自己認証による）。

【包装】

- 1 箱 100 枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元：有限会社中野デンタルサプライ

連絡先：〒299-1132

千葉県君津市中富 947-1

TEL 0439-54-2186

FAX 0439-54-2181

外国製造業者：HARTALEGA NGC SDN. BHD

製造国：マレーシア