

セーフティスカルペル

再使用禁止

【警告】

使用方法

1. 非常に鋭利な刃物であるため、取扱いに注意すること。

【禁忌・禁止】

適用対象

1. 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

使用方法

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は刃と柄とが一体となったもので、キャップで刃先が保護されている。

滅菌済で一重包装である。

組成: 刃の部分はステンレス、柄の部分は樹脂

形状: 下記の 3 種類

#10 ・ #11 ・ #15

【使用目的又は効果】

手術時に身体組織の切断及び切離に用いる。

組織のほかに試料及び物体の切断に用いることもある。

【使用方法等】

- (1) 赤色のボタンを押して OUT と表示されている方向に矢印に沿って進める。
- (2) 使用ポジション
ボタンの切れ込みを使用位置のマークのところまで進める。
刃が出て、使用ポジションでロックされる。
- (3) 収納ポジション
ボタンを矢印と反対方向に戻し、ボタンの切れ込みを収納位置のマークのところまで止める。刃は収納される。
- (4) 廃棄ポジション
カチッと音がするまで収納ポジションよりさらにボタンを戻す。これによりロックされ、刃がハンドルから出なくなったことを確認して廃棄する。

【使用上の注意】

使用方法

- 1) 包装が破損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2) 使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
- 3) 開封後直ちに使用すること。
- 4) 鋭利な刃物なので、刃先には十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。
- 2) 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。

2. 有効期間

- 1) 使用期限は製造日より 5 年。[自己認証データによる]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* * 製造販売業者

日腸工業株式会社

〒899-2201

鹿児島県日置市東市来町湯田池ノ平 5839-23

電話番号 : 099-274-3931

製造業者

Jai Surgicals Limited

SP-146 (L) Riico Industrial Area Bhiwadi Distt

Rajasthan, India