

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 レフラクト・ケラトメータ (36387030)
「角膜形状/屈折力解析装置 OPD-Scan III」の付属品
外部 PC 用 OPD ソフト
Advance
Corneal Score

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

外部 PC 用 OPD ソフト

OPD-Scan III と外部 PC 用 OPD ソフトをインストールしたパソコンを接続し、OPD-Scan III で測定および保存したデータのマップを、OPD-Scan III とパソコンの両方で表示することができます。

Advance

外部 PC 用 OPD ソフトがインストールされたパソコンに Advance ライセンスが組み込まれた USB ライセンスキーを接続することで使用できます。角膜形状/屈折力解析装置 OPD-Scan III の測定データのカラーマップ表示機能を、より使いやすくしたオプションの「マップ表示・解析機能」です。

Corneal Score

外部 PC 用 OPD ソフトがインストールされたパソコンにインストールし、角膜インデックスと高次収差データから導き出した判別関数を利用して、角膜の Corneal Score を算出し、初期および不顕性円錐角膜の診断のための参考情報として使用します。

2. 構成

外部 PC 用 OPD ソフト

インストール用 CD、USB ライセンスキー、取扱説明書

Advance

USB ライセンスキー、取扱説明書

Corneal Score

USB メモリー

【使用目的又は効果】

使用目的

角膜トポグラフィ機能をもつ、眼の屈折異常の測定を行う装置

* 【使用方法等】

本プログラムを使用するにあたり、本プログラムに付属の取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

1. 環境条件

装置本体の仕様に準ずる。

2. 設置方法

下記の仕様を満たす汎用情報端末機器に (株) ニデックが指定した方法でインストールして使用する。

汎用情報端末機器の性能

* OS : 日本語/英語 Windows 10 Pro (32bit/64bit)

日本語/英語 Windows 11 Pro (64bit)

日本語/英語 Windows Server 2012 (OPD Database Manager のみ)

日本語/英語 Windows Server 2022 (OPD Database Manager のみ)

* CPU : Celeron 3205U 以上 (推奨) (Windows 10)

Celeron 3867U 以上 (推奨) (Windows 11)

RAM : 4GB 以上

ディスク装置 : CD-ROM ドライブ

その他 : USB 2.0 ポート ×2 以上 (マウス/キーボード/外付け HDD 用以外)、Ethernet ポート (100Base-T 以上) ×1 以上、キーボード、マウス

3. 基本的な操作

(1) 外部 PC 用 OPD ソフトのメインメニュー画面で [Patient Files] ボタンを押し、患者一覧画面 (サマリー表示前) に移行します。

(2) 患者一覧から患者を選択します。

(3) 検査データリストから計算に使用する検査データの行をクリックして選択します。

Advance 機能

(4) [Advance] ボタンを押し、オプションの「マップ表示・解析機能」を使用します。

Corneal Score 表示

(5) [サマリー表示] ボタンの右側にあるドロップダウンリストで Corneal Score を選択します。

(5) [サマリー表示] ボタンを押し、「Corneal Score」を算出します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

・ OPD-Scan III をパソコンと接続する前に、万データベースが壊れた場合に備えて、データベースのバックアップを行うこと。

・ 必ずユーザーの責任においてデータの管理すること。

[弊社では、データの紛失に関する責任を負いません。]

・ OPD-Scan III とパソコンをネットワークに接続してデータベースを共有する場合は、インターネットに接続できるネットワークに組み入れないこと。

[OPD-Scan III と外部 PC 用 OPD ソフトを入れたパソコンなど関係する装置のみでローカルなネットワークを構築すること。インターネットに接続できるネットワークに接続してウィルスに感染、発症した場合は、その被害は補償できません。また、OPD-Scan III は医療機器であり、ウィルス対策ソフト等をインストールして出荷時の状態をユーザーが変更した場合の動作保証はいたしかねます。]

・ 本ソフトウェアを使用する際は、Windows の画面表示サイズの設定を「100%」にして変更しないこと。

[他の設定では、ボタンの位置がずれる、画面の端が欠ける等、正しく表示されない可能性がある。]

取扱説明書を必ずご参照ください。

「角膜形状/屈折力解析装置 OPD-Scan III」の付属品
外部 PC 用 OPD ソフト、Advance、Corneal Score 電子添文
32186-P9B1-A1

【使用上の注意】

使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

【保管方法及び有効期間等】**1.保管の条件**

装置本体の仕様に準ずる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社 ニデック

電話番号 : 0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。

「角膜形状/屈折力解析装置 OPD-Scan III」の付属品
外部 PC 用 OPD ソフト、Advance、Corneal Score 電子添文
32186-P9B1-A1