

フレックス ライト

再使用禁止

【警告】

1. 使用方法

- ・可燃性の麻酔ガス及び混合空気、又は酸素混合気のある場所で使用しないこと。[火災や人体への傷害を起こす恐れがあるため]
- ・中枢神経系と直接接触する箇所で使用しないこと。[神経障害を来す恐れがあるため。]

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止 [製品の品質低下や汚染の恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状又は構造

- ・フレックス ライト



2. 原理

本品は、本体部に設置された電池電源により、スイッチを入れることで LED が発光する。

【使用目的又は効果】

一般手術又は診療に用いる強い光を発生させる LED ライト。

* 【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 滅菌包装から本品を無菌的に取り出す。
- 2) 貼付用テープの剥離紙をはがす。
- 3) 必要に応じてライトストリップを曲げ、レトラクター等へ設置する。
- 4) スイッチを押し、ライトを点灯する。

* 2. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 点灯させた LED ライトを患者の眼に直接照射しない、また、LED ライトを直視しないこと。[眼球に影響を与える可能性があるため]
- 2) 長時間、大量の液体・体液等と接触することは避けること。

* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は、治療を目的とした医師、あるいはその指示に従って使用すること。
- 2) 使用前に、傷、破損、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
- 3) 使用目的（手術・診療等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力（応力）を加えないでください。

- * 4) バッテリーと本体を分別廃棄する場合は、電池を本体よりドラ

イバー等で外し、マスキングテープ等で陽極および陰極を保護し、本体と分別して破棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、冷暗所にて保管
- ・有効期間：外箱の表示を参照（自己認証データによる）

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 日本エム・ディ・エム
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町 12 番 2 号
電話番号 03-3341-6553（直通）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売業者）
株式会社 日本エム・ディ・エム
（製造業者）
Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd.（中華人民共和国）