

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティワックス JMDN 70896000

歯研ユーティリティワックス

【形状・構造及び原理等】

形状：板状

成分：マルチワックスを主成分とする。

*[参考情報]

物理的性質

商品	溶融点 (℃)	圧流度 (%)			
		20℃	25℃	30℃	35℃
歯研ユーティリティワックス	5.9	0.8	2.6	66.0	82.6

*【製造販売者又は製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売元：日本歯研工業株式会社

住所：〒141-0031

東京都品川区西五反田 5-1-10

電話番号：03-3492-0927

*【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために補助的に用いる多目的ワックスに使用する。

*【使用方法等】

(1) 用途

- ①印象用トレーの適合、周縁封鎖用。
- ②スプルー線の歯研円錐台への植立保持用。
- ③トレー周縁部の形態修正用。
- ④咬合床人工歯の咬合採得への応用。
- ⑤仮義歯の内面に圧着し、咬合圧による加圧印象用。
- ⑥インレー装着時、歯頸部等の類似な単純窩洞の形態を再確認するための印象用。
- ⑦前歯部陶歯配列の試適用保持としての陶歯裏側粘着用。
- ⑧オーバーインプレッションによる、テンポラリークラウン作成時の原形用。
- ⑨支台歯形成時における咬合面のクリアランスのチェック用。
- ⑩模型上における仮着用。

(2) 使用方法

- ①ボクシングするトレーの周縁の長さに合わせ本品を切断し、トレー周縁に圧接してください。
- ②ワックスが足りない場合は、ワックスをつなげて使用してください。
- ③その他用途についても本品を圧接して使用してください。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ①本材は可燃性であるので、使用の際火傷しないよう注意すること。
- ②本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ③使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ④本材は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

(2) 重要な基本的注意

- ①本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本材又は類似成分の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

*【保管方法及び有効期限等】

*[保管方法]

- ①本材は火気厳禁の冷暗所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。