

器 55 医療用洗浄器
一般医療機器 骨粉収集器 (JMDN コード 17131000)

Oto 骨粉収集器

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はトップハウジング、フィルター及び収集カップから構成され、トップハウジングと収集カップを組み合わせた容器にフィルターが内包されている。

本品には標準タイプと大型タイプの 2 種類があり、大型タイプには交換フィルター 1 個が付属している。

本品はエチレンオキサイドにより滅菌された単回使用製品である。

標準タイプ (型番 : OTO-2500)

・ 製品 ・ 構成品



大型タイプ (型番 : OTO-3500)

・ 製品 ・ 構成品



原理

本品を吸引装置に接続された吸引チューブと接続することにより、体液、骨片等が本品に入り、フィルターのろ過により骨片等を収集する。フィルター孔より大きな骨片や固形物はフィルター内に留まり、小さなもの及び液体は排出される。

原材料

ポリカーボネート、ステンレス鋼、ポリアミド、ニトリルゴム

【使用目的又は効果】

本品は、外科手術時の穿孔等により生じた骨片を収集するために用いる容器である。

【使用方法等】

1. 本品のトップハウジングの赤色矢印の方向に吸引装置のキャニスターが接続されるように、本品を吸引ラインに取り付ける。
2. 標準タイプの場合は必要量の骨片が収集されたら、本品を吸引チューブから外す。大型タイプの場合は 1 枚目のフィルターが骨片で一杯になったらフィルターを交換して、必要量の骨片が収集されたら、本品を吸引チューブから外す。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 包装が破損又は、汚損、水濡れしている場合は使用しないこと。
- ・ 本品は滅菌済み製品なので使用の直前に開封して使用すること。
- ・ 開封時に異常が見られた場合は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で清潔な場所で保管すること。

2. 有効期間

本品の表示ラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社ニチオン
千葉県船橋市栄町 2-12-4
TEL: 047-431-1871

*<製造業者>

オトメド社 (米国)
Otomed, Inc.

グレイスメディカル社 (米国)
Grace Medical, Inc.