

** 2026 年 1 月改訂(第 13 版)

* 2024 年 10 月改訂(第 12 版)

届出番号：13B1X00173000012

機械器具(16) 体温計

一般医療機器 再使用可能な体温計プローブ 37340001

体温プローブ

【禁忌・禁止】

併用医療機器「相互作用の項参照」

- MRI環境下では、使用しないこと。
[誘導起電力による発熱等で、患者が損傷を負う恐れがある。]

【使用方法等】

詳細は、接続先のモニタ本体の取扱説明書を参照すること。

- 測定の目的に適した体温プローブを選択する。
- 接続コネクタをモニタ本体に接続する。
- 体温プローブを患者の監視の部位に装着する。
- モニタ本体の操作により測定開始する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 体温プローブは、高周波ノイズを出すような電子機器の付近で使用しないこと。

相互作用

併用禁忌(併用しないこと)

医療機器の 名称等	臨床症状 ・措置方法	機序・危険因子
MRI 検査室内 (MRI環境下)	併用 /使用禁止	磁場による吸引、誘導 起電力による発熱によ る火傷の恐れ

併用注意(併用に注意すること)

医療機器の 名称等	臨床症状 ・措置方法	機序・危険因子
電気メス	電気メスのシステム から遠ざけて下さい	熱傷が生じる恐れがあ るため

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

包装上のラベルの使用期限を参照

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

詳細は、取扱説明書を参照ください。

- 破損していないか。
- 接続コネクタ内が汚れていないか。
- モニタ本体と接続が、ゆるみなくしっかり接続しているか。
- 汚れていないか。

体温プローブが汚れている場合は、清潔な布に中性洗剤を含ませてよくふきとります。消毒は、3%の過酸化水素水か又は 70%のアルコール液を含んだ布でよく拭きとります。

【製造販売業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ドレーゲルジャパン株式会社

住所：東京都品川区上大崎 2-13-17 目黒東急ビル

電話番号：03-6447-7200