

類 別：機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般的名称：血管造影キット
JMDNコード：16545002
管理医療機器

アンギオキット
TKK-N

再使用禁止

〔禁忌・禁止〕

- ・再使用禁止
- ・ディスポーザブルアンギオキットは、ポリカーボネート製の部品を使用しているため、脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤の投与時に使用しないこと。（本品が破損する可能性があります。）

〔形状・構造等〕

- ・本品は血管造影等の処置時に必要とされる構成品を組み合わせて滅菌したもの
- ・本品（ディスポーザブルアンギオキット）は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用しています。
- ・構成品（1セット中）

ディスポーザブルアンギオキット：MS2788	1個
ガーゼ（デクーゼ）：30×30cm 4折	40枚
ドレープ：34112(P)	1枚
カバー：L111111 - P1200	1枚
ポリビーカー：200mL	2個
ポリビーカー：300mL	1個
ポリビーカー：500mL	1個
バックトレイ：	3枚
器械台カバー：140×180cm	1枚
器械台カバー：54302(P)	1枚

〔性能、使用目的、効能・効果〕

本品は、ディスポーザブルアンギオキット及びシリンジ等を組み合わせた滅菌済みトレイパックであり、血管造影法に使用する。

〔操作方法又は使用方法等（用法・容量含む）〕

- ・耐圧チューブ、アドミニストレーションセット、ドレーナージバッグ及び三方活栓がセットされたマニホールドのメスコネクターに造影剤注入用シリンジを接続し、造影剤を注入する。また、本品はディスポーザブル製品であるため、1回限りの使用のみで再使用しない。
- ・開封し適宜使用する。

〔使用上の注意〕

- ・外装袋（滅菌袋）が汚損・破損している場合は使用しないで下さい。
- ・無菌的に開封し、構成品の種類・数量及び損傷の無いことを確認下さい。
- ・本品に破損等の異常がある場合は使用しないで下さい。
- ・開封後速やかに使用し、使用後は感染防止に留意して、安全な方法で処理願います。
- ・本品は、血管造影を熟知した経験の医師のみが行うようにして下さい。
- ・使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について定期的に確認して下さい。
- ・ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換して下さい。
- ・ディスポーザブルアンギオキット（MS2788）シリンジ
造影剤等の高压注入には使用しないで下さい。
注射針等を接続し使用する場合には、誤刺に注意し慎重に取り扱って下さい。
低温下の衝撃で破損する危険があるため、冷蔵保存する

際には取扱に注意して下さい。
外筒印刷部の目盛をこすらないで下さい。（目盛が消える可能性があります。）

外筒印刷部に薬液がついた状態で放置しないで下さい。
（印刷が剥離する可能性があります。）

注射針

針管部には直接手を触れないで下さい。

プロテクターを外すとき、針先がプロテクターに触れないよう注意して下さい。

プロテクターをかぶせる際には、誤刺及びプロテクターからの針の飛び出しに注意して下さい。

コントロールシリンジ

有機溶剤を含んだ薬液及び油性造影剤の併用は、絶対に行わないで下さい。（本品が破損する可能性があります。）

マニホールド

使用前にハンドル等が正常に機能することを確認して下さい。

耐圧を超える圧をかけないで下さい。〔耐圧を超える圧をかけた場合、液体が漏出したり、構成品が外れる可能性があります。〕

生理食塩液及び薬液等が流れる方向にハンドルが操作されていることを確認して下さい。

耐圧チューブ

耐圧延長チューブを造影剤自動注入装置に接続する場合は、耐圧を超える圧をかけないで下さい。〔耐圧を超える圧をかけた場合、液体が漏出したり、構成品が外れる可能性があります。〕

チューブの折れ又はよじれに注意すること。

アドミニストレーションセット

スパイク（穿刺針）を生理食塩液バッグ又は造影剤等の薬液瓶のゴム栓に挿入する際は、真っ直ぐに刺して下さい。〔斜めにさすと液洩れの可能性があります。〕

キंक等チューブの折れに注意して下さい。

〔貯蔵・保管及び使用期限等〕

1. 貯蔵・保管

- ・直射日光・水漏れ・高温・多湿な環境は避けて下さい。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生のある場所は避けて下さい。

2. 使用期限

- ・使用期限を包装ラベルに記載。

〔包装〕

- ・1セット／袋×4袋／箱

〔製造販売元及び製造元〕

・製造販売元

ニッポー株式会社

住 所：大阪府大東市氷野2-3-7

電話番号：072-870-8866

受付時間：8：30～17：10（月曜～金曜）

・製造元

ニッポー株式会社

〔発売元〕

川本産業株式会社

住 所：大阪市中央区糸屋町2-4-1