

生検用ニードルガイド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

- 再使用禁止
- 本製品は単回使用製品である。

【形状・構造及び原理等】

形状



製品の外形

構造・構成ユニット

本製品は単品で構成される。
ステレオテックス、及びステレオテックス 2 用生検用ニードルガイドである。

- ・ 本製品の寸法及び質量(直径 x 高さ, 質量)
- ・ ニードルガイド 1
寸法(mm) : 14x20
質量(g) : 0.6
- ・ ニードルガイド 2
寸法(mm) : 9.5x14
質量(g) : 0.6

【使用目的又は効果】

使用目的

乳房用エックス線診断装置でとらえた病巣をさらにステレオテックスの 3 次元測定により位置確認を行う。
被検者の病巣に穿刺する際に、ニードルガイドをニードルホルダに入れ、該当病巣の細胞を的確に吸引できるように、ニードルの位置を固定する。

【使用方法等】

使用方法

1. GE 社製乳房用 X 線診断装置にステレオテックス、又はステレオテックス 2 を装着する。
2. ステレオテックス、又はステレオテックス 2 の X、Y、Z のノブを回し、穿刺の位置を確定する。
3. 被検者の皮膚面を消毒する。
4. ニードルホルダ内に針の径が合ったニードルガイドを挿入する。
5. ニードルガイド内にニードルを挿入し穿刺を行う。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本製品は滅菌包装の為、使用する際に開封すること。
2. 本製品はディスポーザブル製品の為、単回使用とし、再使用は行わないこと。
3. 本製品が変形・損傷した場合、穿刺位置や角度を正確に保つことができなかつたり、スムーズな操作を妨げることがあるため使用しないこと。
4. 外被包装が破けたものは使用しないこと。
5. ニードルガイドの外径にあったニードルを使用すること。
6. 包装のガス滅菌インジケータが黄色であることを確認してから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 周囲温度 : -10~60℃
相対湿度 : 30~90%(結露しないこと)
気圧 : 700~1060hPa

有効期間

5 年(製造元データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 :

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所 : 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先 : カスタマーコールセンター
電話 : 0120-055-919

製造業者 : ジーイー メディカルシステムズ
エスシーエス
(GE Medical Systems S.C.S.)

国名 : フランス共和国

社内部品番号 : 5781441

取扱説明書を必ずご参照ください。