

機械器具 8 保育器

高度管理医療機器 定置型保育器 JMDN 36025000

特定保守管理医療機器

ジラフ オムニベッド ケアステーション

(ジラフ Exam ライト)

【警告】

ライトを長時間使用しないこと。
[新生児の目にダメージを与えるおそれがあるため]

【形状・構造及び原理等】

形状



装置の外観

構造・構成ユニット

- ・ 構成
- 本体寸法(mm) : 1000
- コード長(mm) : 3000

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、新生児が外的生活に順応可能となるまでの間、適切な温湿度、及び高酸素環境下に新生児を保育することを目的として、一般に本用途のために病棟、診療科内に維持される定置型保育器である。

【使用方法等】

本装置は、新生児の診療、及び治療時に、ジラフ オムニベッド ケアステーションのマウントレールに取り付けて使用する照明器である。ライト部分は 50W のハロゲンランプを使用し、グースネック型の柄により角度が調節可能である。

設置方法

1. ジラフ オムニベッド ケアステーションのマウントレールに固定し、新生児から 50cm 以上離して設置すること。
2. 設置を行う際は以下事項を確認すること。
 - (1) 取り付け部分はマットレスから上部に 15cm 以上離して設置すること。
 - (2) マウントレールに確実に取り付けられていること。
 - (3) ネック部分の動きが柔軟に動くこと。

使用方法

1. トランスボックスの電源スイッチを ON にする。
2. 調光スイッチにて、ライトの強弱の調整を行う。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本装置は新生児に対する熱源となるので、新生児から十分に距離を確保し使用すること。
使用中は新生児から目を離さないこと。
2. ランプヘッドが新生児の上に直接位置しないように取り付けること。
3. 放射熱源の真下には Exam ライトを設置しないこと。
熱が新生児に伝わらず、Exam ライトを破損(ランプ上部、及びプラスチック部分)するおそれがあるため。
4. 可燃性のあるガス・物質の近くで使用しないこと。
5. 本装置が発熱時に動かしたりすると、ランプの寿命が短くなることがあるため、移動を行う場合は 10 分以上ライトを冷ましてから行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

周囲温度 : -20~60℃
相対湿度 : 包装含め結露なきこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認
装置の外観に異常がないことを確認すること。
・ 装置本体、及び付属品等に、損傷や摩耗がないこと。
 - (2) 清浄性の確認
清浄な状態であることを確認すること。
・ 清掃方法についての注意事項
清掃する場合は湿った布を使用し洗浄液はエチル、又はイソプロピルアルコールを使用すること。
 - 1) ライト、及びレンズ部分は一般的なガラス洗浄剤の使用が可能である。
 - 2) 研磨剤が含まれた洗浄剤は使用しないこと。
 - 3) ライトの交換は取扱説明書「電球の交換」を参照し交換を行うか、当社認定のサービス担当者に依頼すること。
 - a) ライトは指定されたハロゲンランプを取り付けること。
 - b) ライトを交換する際は、ハロゲンランプが冷えていることを確認すること。
 2. 機能の確認
 - (1) 装置の正常状態の確認
装置が正常状態・正常動作を確認すること。
・ システムの起動
・ 異音、異臭が無いことを確認すること。
 - (2) 装置の固定状態の確認
装置の固定を確認すること。
 - (3) 安全機能の確認
所定の安全機能が作動することを確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先： カスタマーコールセンター
電話： 0120-055-919

製造業者： オメダメディカル
(Ohmeda Medical)

国名： アメリカ合衆国

社内部品番号： 5803414