

GE ディスポーザブルカニスタ

再使用禁止

【警告】

1. 使用前に接続に誤りがないか、使用前および使用中に各接続部が気密かつ確実に漏れや閉塞がないか、また、供給ガスの吹き出しを確認すること。[適切な呼吸管理が行えないおそれがある。]
2. 使用中は患者の状態を常時観察すること。[患者の異常を発見できないおそれがある。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 二酸化炭素吸収剤を開封したまま放置する、循環式回路に新鮮ガス(主に酸素)が供給された状態のまま放置する等により、二酸化炭素吸収剤を乾燥させないこと。[二酸化炭素吸収剤の水分が失われた状態で揮発性麻酔薬と併用することで、発火、異常発生、一酸化炭素およびほかの化学生成物の発生又は二酸化炭素吸収能の低下の可能性がある。]
3. 本品をトリクロロエチレンまたはクロロフォルムと使用しないこと。[化学反応により毒性物質が発生する可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

*形状

1. 2105489-003(I014151LSI)

二酸化炭素吸収剤充填済みアブゾーバカニスタ 1000mL



2. 2105489-004(I003811LSI)

二酸化炭素吸収剤充填済みカートリッジ 1200mL



3. 2105489-006(I014152LSI)

二酸化炭素吸収剤充填済みアブゾーバカニスタ 1400mL



【使用目的又は効果】

呼吸から二酸化炭素ガスを除去するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

1. 設置
カニスタ型

箱から容器を取り出す。

微粒の分布に偏りがあれば容器をやさしく揺すり、上面が平らになったことを確認する。

密閉カバーを剥がし、ハンドルを握り、麻酔器の前方向から麻酔器に接続する。

- カートリッジ型

プラスチックラップを取り外し、カートリッジの下に異物がないことを確認して、カートリッジを置き、ロックレバーで固定する。

2. 使用前確認

本品が麻酔システムに確実に接続され、閉塞や漏れがないことを確認してから麻酔システムを起動させる。

3. 使用後

紫色部が吸収剤容器のほぼ半分の深さまで達すると交換の目安となる。二酸化炭素吸収剤の色の変化は、およその目安であり、本品の交換時期は CO₂ をモニタリングして決めること。

麻酔システムを停止し、本品を取り外して廃棄する。

組み合わせで使用する医療機器

本装置は以下の麻酔器と組み合わせで使用できる。

カニスタタイプ 2105489-003 (I014151LSI)

販売名	承認番号
エスパイア	21500BZY00187000
アバンスケアステーション	21600BZY00044000
エイシス	21900BZX00741000
エスパイア 7900	22000BZX00790000
エスパイア View	22200BZX00912000
アバンス CS ²	22500BZX00349000
9100 c NXT シリーズ	23000BZX00333000

カートリッジタイプ 2105489-004 (I003811LSI)

販売名	承認番号
エスティバ 7100	21300BZY00563000
エスティバ/5 インダクション	21300BZY00564000
エスティバ/5 MRI	21300BZY00676000
エスティバ コンパクト	21400BZY00132000

カニスタタイプ 2105489-006 (I014152LSI)

販売名	承認番号
Carestation 600 シリーズ	22700BZX00422000

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 患者に使用される前に二酸化炭素（炭酸ガス）吸収装置、麻酔器、麻酔回路を含めた機能チェックを必ず実施すること。また、破損やリークなどの異常が見られた場合、使用しないこと。
2. 本品は、酸素、空気、笑気、ハロセン、エンフルレン、イソフルレン、セボフルレン、デスフルレンのみに使用することができる。
3. 目や皮膚、又は衣類に二酸化炭素吸収剤が付着しないようにすること。また刺激の原因になるので、浮遊粉塵を発生させないように注意すること。吸収剤に触れたり、吸収剤が目の中に入った場合は、直ちにその部分を洗い流し、医師の診断を受けること。
4. 容器が破損した場合、飛び出した二酸化炭素吸収剤を集め、その場所を洗浄すること。
5. 容器内に充填されている二酸化炭素吸収剤は、二酸化炭素を吸収すると色が次第に変化（白→紫）する。紫色部が吸収剤容器のほぼ半分の深さまで達すると交換の目安となる。
6. 二酸化炭素吸収剤の色の変化は、およその目安であり、本品の交換時期はCO₂モニタリングを使用して決めること。
7. 必ずしもすべての微粒の色が変わるとは限らず、微粒によっては、十分に水和して色が変わらないものがある。
8. 非使用時に酸素や医療用空気が吸収剤を通過した場合にも着色現象が生じる。臨床用途に使用しないときは、吸収材に気体を通さないこと。
9. 酸素フラッシュの過用は、本品の脱水を誘発し、二酸化炭素を吸収する能力を損ねるので留意すること。
10. 本品は密閉装置のため、使用時以外開けないこと。
11. 乾燥状態が不明の場合は本製品を使用しないこと。
12. 安全を考慮して、乾燥状態が不明の時には、常に吸収剤を交換すること。
13. カニスタ、カートリッジは丁寧に扱うこと。落下した場合、損傷することがある。また接続部分に取り付けた際に損傷を起こさないよう、正しい位置に取り付けること。
14. 必要に応じて呼吸回路の吸気側及び/又は呼気側にウォータートラップを使用、または、呼吸回路にたまった水を除去すること。
15. 強アルカリと接触した麻酔薬を吸入した場合、人体にとって未知の毒性となることが報告されている。詳細に関しては、麻酔薬メーカーまで問い合わせること。
16. 本品は、抗微生物フィルターでも、微生物増殖阻害剤でもないため、患者の汚染がないよう、医師が責任を持って適切な管理を行う必要があることを留意すること。
17. 二酸化炭素の吸収性能が損なわれるおそれがあるため、冷凍しないこと。
18. パッケージに水がかからないようにすること。
19. 使用済みの本品は、使用後すぐに廃棄すること。なお、使用後のマルチアブソーバーについては、ウォータートラップ機構部に貯留している水が廃棄されるまでは、麻酔システムとの接続面を上保持すること。
20. 使用済みの本品は、可燃性の物質が含まれているため、必ず熱、火花および直火から離れた場所で取り扱い、廃棄すること。

相互作用

併用禁忌（併用しないこと）

トリクロロエチレン、クロロフォルム

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

保管場所については次の事項に注意すること。

1. 湿度及び直射日光を避けて保管すること。
2. 5～40℃の場所に保管すること。

有効期間

製造日より3年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所：〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

連絡先：

アクセサリ&サプライ受注センター

電話：0120-187-855

【製造業者】

アームストロングメディカルリミティッド

(Armstrong Medical Ltd.)

国名：イギリス

社内部品番号：5929401

取扱説明書を必ずご参照ください。