

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 JMDN31836030

バリオクーゲルスナップ

【形状・構造及び原理等】(*)

形状、型式	オーダーナンバー
スターターセット SG 1.7	430 0673 0
スターターセット SG 2.2	430 0533 0
スターターセット SV 1.7	430 0735 2
パトリックス SG 1.7	430 0670 0



パトリックス SG 2.2 430 0537 0



パトリックス SV 1.7 430 0735 3



パトリックスユニバーサル 1.7 430 0676 0

パトリックスユニバーサル 2.2 430 0538 0



マトリックス グリーン ソフト 1.7 430 0668 0

マトリックス グリーン ソフト 2.2 430 0541 0



マトリックス イエロー ノーマル 1.7 430 0666 0

マトリックス イエロー ノーマル 2.2 430 0553 0(**)

マトリックス イエロー ノーマル 2.2 430 0542 0



マトリックス レッド ハード 1.7 430 0664 0

マトリックス レッド ハード 2.2 430 0543 0



マトリックス グリーン OC 1.7 430 0655 0

マトリックス グリーン OC 2.2 430 0544 0



マトリックス イエロー OC 1.7 430 0659 0

マトリックス イエロー OC 2.2 430 0545 0



マトリックス レッド OC 1.7 430 0656 0

マトリックス レッド OC 2.2 430 0546 0



* パラレルホルダー-VKS 1.7 430 0677 0

* パラレルホルダー-VKS 2.2 360 0113 0



* ユニバーサルパラレルホルダー 360 0115 1



* トランスファージグ 1.7 430 0621 0

* トランスファージグ 2.2 430 0548 0



* 印は医療機器非該当製品だが、セット製品に含まれるため記載してあります。

・材質：樹脂

・外形寸法

パトリックス SG 1.7 : 2.7×3.0×4.1mm

パトリックス SV 1.7 : 4.3×3.5×4.5/5.5mm

パトリックス SG 2.2 : 3.5×3.8×5.4mm

マトリックス 1.7 各種 : 2.3×3.2×3.1mm

マトリックス 2.2 各種 : 2.85×4.2×4.1mm

・原理：樹脂製の既製パターンで鋳造し、金属に置き換え、補綴物の維持として使用する。

【使用目的又は効果】(*)

・修復物等の製作に用いる既成パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。歯科用ワックス成形品に該当するものを除く。

【使用方法等】(*)



・専用のホルダーにパトリックス取り付け、ワックスパターンに付与する。



・パターンの付与が完了したら鋳造、研磨し、マトリックスイエローを装着してから複印象を採る。(研磨時にボールの直径を変えないこと)



・通法に従い、耐火模型を作製する。



・耐火模型が完成したら、通法に従い金属床のワックスアップ行う。



・金属床が完成したら、フレーム内に希望のマトリックスを

挿入し完成。

【使用上の注意】 (*)

- ・本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ・本製品はろう型作製以外の用途に使用しないこと。
- ・使用場所には消火器を備えること。
- ・本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。 (*)

【保管方法及び有効期間等】 (*)

- ・本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】 (*)

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

ブレーデント社(ドイツ)

(英名) bredent GmbH & Co. KG