

歯科材料(07) 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パターン成形品 JMDN31836030

バリオソフトバーパターン

【形状・構造及び原理等】(*)

形状、型式	オーダーナンバー
スターターセット vsp-f	430 0650 0
スターターセット vsp-fs	430 0649 0
スターターセット vsp-gs	430 0648 0
レジンバーvsp-f	430 0647 0



レジンバーvsp-fs 430 0694 0



マトリックス vsp-f グリーン ソフト	430 0639 0
マトリックス vsp-f イエロー ノーマル	430 0641 0
マトリックス vsp-f レッド ハード	430 0643 0



マトリックス vsp-fs グリーン ソフト	430 0632 0
マトリックス vsp-fs イエロー ノーマル	430 0635 0
マトリックス vsp-fs レッド ハード	430 0637 0



マトリックス vsp-gs グリーン ソフト	430 0627 0
マトリックス vsp-gs イエロー ノーマル	430 0629 0
マトリックス vsp-gs レッド ハード	430 0631 0



複印象用マトリックス vsp-f 430 0625 1



複印象用マトリックス vsp-gs 430 0625 0



* パラレリングマンドレル 430 0623 0



* インサートピン 430 0622 0



* 印は医療機器非該当製ですが、セット製品に含まれるため記載してあります。

- 材質：樹脂
- 外形寸法 $L \times W \times H$
 - レジンバーvsp-f : $50 \times 1.5 \times 3.5 \text{ mm}$
 - レジンバーvsp-fs : $50 \times 1.5 \times 3.5 \text{ mm}$
 - マトリックス vsp-s : $6.5 \times 3.0 \times 4.5 \text{ mm}$
 - マトリックス vsp-fs : $5.6 \times 2.7 \times 4.5 \text{ mm}$
 - マトリックス vsp-gs : $5.7 \times 2.7 \times 2.3 \text{ mm}$
- 原理：樹脂製の既製パターンで鋳造し、金属に置き換え、補綴物の維持として使用する。

【使用目的又は効果】(*)

- 修復物等の製作に用いる既成パターンをいう。材質はワックス、レジン等からなる。

【使用方法】(*)



- パラレリングマンドレルを用いてレジンバーvsp-f/vsp-fsの位置決めを行い、位置が決まったら鋳造、研磨後ろう着を行う。(研磨時に維持部の寸法をかえないこと)



- ろう着後、複印象用マトリックスを装着し、アンダーカット部をワックス埋めてから複印象、複模型を作成する。マトリックス vsp-fs を使用する場合にはマトリックス イエローを用いて複印象を行う。



- 複模型が完成したら、通法に従いフレームのワックスアップ行う。



- フレームが完成したら、フレーム内に希望のマトリックスを挿入し完成。

【使用上の注意】(*)

- 本製品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- 本製品はろう型作製以外の用途に使用しないこと。
- 使用場所には消火器を備えること。
- 本製品が目に入らないように注意すること。万一目に入った時にはすぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】 (*)

- ・ 本製品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光のあたる場所)に放置しないこと。
- ・ 本製品を使用する際には必ず換気をしながら使用すること。
- ・ 使用及び保管場所には消火器を備えること。
- ・ 本製品は歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】 (*)

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

ブレーデント社(ドイツ)

(英名) bredent GmbH & Co. KG