

機械器具(69) 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科重合用光照射器 JMDN35775000

特定保守管理医療機器

パワーLED JR-CL37

【形状、構造及び原理等】

[形状、構造]



付属品：ファイバーロッド ライトシールド、充電器、電源アダプター

本体寸法： 20 X 3 X 3.5cm

消費電力： DC3.5W

電源：AC100-240V 50/60Hz

出力： DC5V 2A

- ・原理：LEDライトを発光させ、ファイバーロッドにより重合材料に照射する。

【使用目的又は効果】

- ・歯科用レジン材料の重合を行うために使用する。

【使用方法等】

[ファイバーロッドの装着/交換]

- ・ファイバーロッドを本体に差し込み、基底部までしっかりと装着します。
- ・オレンジのプロテクティブシールドをファイバーロッドに装着します。
- ・取り外す場合は、本体からファイバーロッドを引き抜きます。

[操作]

- ・オン/オフ電源ボタンを押すと電源がオンになります。
- ・MODE ボタンを押すと現在の MODE が表示されます。
- ・TIME ボタンを押すと照射時間を選択できます。照射時間は 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 秒から選択できます。
- ・スタンバイ状態のままで、60 秒放置すると電源がオフになり、ディスプレイが消灯します。
- ・照射終了後から 60 秒放置すると自動的に電源がオフになります。

詳細は同梱の取扱説明書を参照のこと

[充電方法]

- ・本体を充電器に差し込むとライトがオレンジからグリーンに点灯します。

- ・充電中はライトがグリーンに点灯します。
 - ・ライトがグリーンからオレンジに変わったら満充電となります。約 4-6 時間かかります。充電後は電源アダプターのプラグは引き抜いてください。
- ※本体に十分に電量が残っている場合は、充電モードになりません。(*)

【使用上の注意】

- ・アレルギー症状の経歴のある患者には使用しないこと
- ・ペースメーカーを使用している患者・医師には使用しないこと。
- ・心臓病、妊娠している患者、子供には注意して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温保管すること。
- ・専用スタンドに置いて保管すること。
- ・本製品を高温となる場所や水気のある場所に放置しないこと。
- ・化学薬品の保管場所やガスが発生する場所には保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・本製品を長時間使用しない場合でも、1 ヶ月に 1 回は充放電を行うこと。
- ・充電には必ず付属の充電器を使用すること。

[清掃及び滅菌]

- ・ファイバーロッドのみは使用する前、高温高压で滅菌処理が可能です。
 - ・操作部が汚れた場合は布等で拭き取ること。
 - ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用し拭き取ること。
- 注意：故障の恐れがあるので、溶剤が含まれた洗浄剤は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社日本歯科商社

製造業者

仏山市傑瑞医療器械有限公司 (中国)

(英名)Foshan Jerry Medical Apparatus Co., Ltd.

(P.R. China)