

類別 機械器具 36 医療用ピンセット

一般的名称 単回使用眼科用ピンセット JMDN コード 16209002

デックス眼科用ディスプレイ

再使用禁止

管理医療機器

- 【禁忌・禁止】
- 1) 本品は滅菌済み製品であるため、再滅菌、再使用しないこと。
 - 2) 使用期限が過ぎている場合には使用しないこと。
 - 3) 包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

※¹ 【形状・構造及び原理等】

(一体型)



(先端チップ型)



先端チップ型は、専用のハンドル（医療機器製造販売届出製品）に接続し使用する。

原材料：ステンレス（チップ部、シャフト部）

原 理：ハンドルを握ることによりプローブチップが開閉し眼組織の把持等を行う。

製品タイプ
オウ氏眼科用鉗子
エッカード氏眼科用鉗子
モリス氏眼科用鉗子
田野氏眼科用鉗子
セレイテッド眼科用鉗子
マクロレキシス眼科用鉗子
チョウ氏眼科用鉗子
メイソン氏眼科用鉗子
エンドグラスピング眼科用鉗子
シェラー氏ピック眼科用鉗子
マクロレキシス・スウィーパー眼科用鉗子
エンドグラスピング・スウィーパー眼科用鉗子
コッホ氏眼科用鉗子
インヴィジブル眼科用鉗子
マクニフ氏眼科用鉗子
ピック・マクロレキシス眼科用鉗子
ロリンズ氏眼科用鉗子
モリス氏 ILM 眼科用鉗子
スーパーグリップ眼科用鉗子
ハッサン氏眼科用鉗子
スーパーグリップ II 眼科用鉗子
イージーピール眼科用鉗子

【使用目的又は効果】
医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いる。

- ※¹ 【使用方法等】
- ・ 本品を無菌的に開封する。
 - ・ 本品はディスプレイ製品であるので、一回限りの使用のみで再使用できない。
 - ・ 一体型：滅菌包装から本品の先端部分（プローブチップ）が周りに触れないように取り出し使用する。
 - ・ 先端チップ型：滅菌包装から本品の先端部分（プローブチップ）が周りに触れないように取り出し、専用のハンドル（医療機器製造販売届出製品）に接続し使用する。
 - ・ ハンドルの開閉操作によってプローブチップを開閉させ、眼組織の把持等を行う。

＜先端チップ型の専用ハンドル＞

販 売 名：デックス眼科用鉗子 ハンドル
医療機器届出番号：27B1X00046DEXCVH
会 社 名：有限会社 日本サージ



販 売 名：デックス眼科用鉗子 チタンハンドル
医療機器届出番号：27B1X00046DEXCVO
会 社 名：有限会社 日本サージ



- ※³ 【使用上の注意】
- ・ 再滅菌、再使用しないこと。
 - ・ 使用期限が過ぎている場合には使用しないこと。
 - ・ 包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

- ※³ 【保管方法及び有効期間等】
- ・ 保 管：高温、多湿、直射日光、水漏れを避けること。
 - ・ 使用期限：包装の使用期限の欄に記載 [自己認証による]

※³ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：有限会社 日本サージ

住 所：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 15-11 江坂石周ビル 4F

電 話 番 号：06-6190-7865

F A X 番 号：06-6190-7867

外 国 製 造 業 者：Katalyst Surgical, LLC（アメリカ合衆国）