

類別 機械器具 74 医薬品注入器
一般的名称 注射筒・針用アダプタ JMDN コード 35384000
メドワン・インジェクションキット（チューブ型）

再使用禁止

一般医療機器

【禁忌・禁止】
再使用禁止

※² 【形状・構造及び原理等】



(# 3275)

原材料：ポリカーボネート（注射筒（外筒））

原 理：アダプターにチューブ・コック等を接続もしくは送気チューブに構造物（コンプレッサー）等を接続し、シリンジ先端に注射針等を接続し、シリンジ内に充填した灌流液・薬液等を注入する。

【使用目的又は効果】

注射針等をチューブ、コック、その他の構造に接続するために用いる。

※² 【使用方法等】

1. 本品は、単回使用製品であるため再使用しないこと。
2. 使用前に必ず、滅菌包装の破れや製品の傷、破損、変形のないことを確認し、異常があった場合は使用しないこと。
3. アダプターにチューブ・コック等を接続もしくは送気チューブに構造物（コンプレッサー）等を接続する。
4. 注射筒先端のルアロック部に注射針等を接続し、注射筒内に灌流液・薬液等を充填する。
5. 充填した灌流液・薬液等に気泡が混入していないかを確認し、混入を確認した場合は適切に気泡を除去する。
6. 施設の基準に従い、灌流液・薬液等の注入などの処置を行う。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 本品はディスプレイ製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用しない。
2. 併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
3. 接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。使用中に製品の異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、新たに製品を開封、上記【使用方法等】欄及び当欄【使用上の注意】欄を確認して使用すること。
4. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。
2. 使用期限：箱の使用期限欄（英文表記）を参照のこと。
（自己認証（製造元データ）による）

※¹ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社 日本サージ
住 所：〒564-0051
大阪府吹田市豊津町 15-11 江坂石周ビル 4F
電 話 番 号：06-6190-7865
F A X 番 号：06-6190-7867

外国製造業者：MedOne Surgical, Inc.（アメリカ合衆国）