

医03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード:70977000

スーパーラテックスグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 過去に天然ゴムによるアナフィラキシー様症状の既往歴のある医療関係者の使用及び患者への使用を禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は天然ゴムを使用しております。

主材料: 天然ゴムラテックス

サイズ: SS, S, M, Lサイズ(ボックス上に表示)

形状: 平手タイプ(左右兼用)

滅菌/未滅菌: 未滅菌

【使用目的又は効果】

本品は手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する目的の未滅菌の使い捨て天然ゴム製手袋で1回限りの使用で、再使用はできません。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、左右の手に装着する。

装着する際に破れたり、穴が開く事があるので注意してください。

【使用上の注意】

1. 本品は、ディスプレイ製品です。
1回限りの使用で、再使用はしないでください。
2. 本品は検査・検診用であり、手術用には使用できません。
3. 天然ゴムによって、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状をまれに起こすことがあります。
4. アレルギー症状には、即時型(天然ゴムラテックスに含まれる蛋白によるもの)と遅发型(ラテックス硬化のために使用される、主として加硫促進剤などの添加物の科学物質によるもの)があります。
5. 天然ゴムと接触する機会の多い方々は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用には注意してください。
6. 本品は、熱いものに触れないでください。
7. 汚れやその他の外観不良が認められた場合は、使用しないでください。
8. 刃物など鋭利な器具に触れると、破れたり、穴が開くことがありますので注意してください。

9. 薬品、溶剤などによっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、確認のうえ使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

水濡れに注意し、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所で保管してください。

【使用期限】

製造年月より、5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日昭産業株式会社

〒105-8567 東京都港区虎ノ門4-3-13

TEL:03-5472-1676