

類別 : 整形用品 医04
一般医療機器 : ギプス包帯(33056000)

販売名 : オールワン クイック スプリント

再使用禁止

【警告】

1. 加温された製品の取り扱いに注意すること。(やけどの恐れがあるため)
2. 完全に硬化するまで、無理な力や体重をかけたりしないこと。
〔本品が変形、破損し、怪我を引き起こす恐れがあるため。〕

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 創傷に直接当てないこと。
3. 直接火にかけないこと。

【形状、構造及び原理等】

〈芯材+シーネホルダー〉
AQP シリーズ

〈芯材+シーネパッド〉
AQN、AQY シリーズ



1. 構造

本品は、熱可塑性樹脂からなる芯材とそれを覆うシーネホルダーで構成されたもの、または、熱可塑性樹脂からなる芯材と布製のシーネパッドで構成されたものである。

2. 原理

本品は、熱可塑性樹脂でできた芯材が約 75℃から急激に軟化し、樹脂の温度低下とともに硬化して患部を固定できる剛性と強度を発現する。患部を適格にしっかりと固定するため及び硬い芯材から患部を保護するために、布製のシーネホルダー又はシーネパッドが備えられている。

【使用目的、効能又は効果】

固い被覆保護材(ギプス包帯)で骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫を固定するために使用する。

【操作方法又は使用方法】

1. 患部の大きさと状態に合わせ適当な形状のものを選びます。
2. 本品をドライヤー等で十分に加温し、軟化させてください。
特定の部分のみを軟化させたい場合は、全体ではなくその部分のみを加温してください。
3. 約 2～3 分程度加温すると、本品はモールディング及びカッティングができる状態になります。
4. 必要に応じて、シーネホルダーから芯材を取り出し、はさみ等で適切な形状に切ってください。その後、芯材をシーネホルダーへ戻してください。
5. 軟化した。本品を患部へあてがってください。
6. 適切な形状にモールディングしながら、バンドでしっかりと固定してください。
7. 約 2～5 分程度で、本品の温度が低下し、芯材が硬化します。

【使用上の注意】

1. 加温直後の本品は高温になることがあります。やけどの恐れがあるため十分に注意して取り扱ってください。
2. 本品が完全に硬化するまで、無理な力や体重をかけないでください。変形、破損し怪我を引き起こす恐れがあります。
3. 本品に異常を認めた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
4. 本品は単回使用の製品です。再使用をしないでください。
5. 直接火にかけないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
(1) 室温で保管し、多湿、直射日光を避けて下さい。
(2) 本品に記載してある有効期間を確認し、有効期間を過ぎたものは廃棄して下さい。
2. 有効期限
外箱及び個包装に記載

【包装】

1枚/箱入り

【製造販売業者及び製造業者等の氏名及び名称等】

- (1) 製造販売業者(緊急連絡先):
日本ヒューマンメディック株式会社
住所: 大分県大分市賀来北 2 丁目 16 番 34 号
電話: 097-549-4140 FAX: 097-549-7470
- (2) 外国製造業者 :
Woosam Medical Co., Ltd. 韓国