

医 05 副木

一般医療機器 手・指用副木 JMDN コード 16210000

ドクタリスト巻き爪ケアプレート

【禁忌・禁止】

- ・爪や皮膚が弱い方や痛み・刺激に敏感な方は使用しないこと〔症状が悪化する場合があります〕

【形状・構造及び原理等】

1 本製品の的外観形状・構造

本製品は長方形の形状をしており、表面は光沢加工されており、裏面は貼付用にザラザラしている。

本製品の施術のために非医療機器であるネイルグラインダー・ビット・グルー（接着剤）、ショット（効果促進剤）、やすりが同梱される。



2 原理

本製品を巻き爪に貼付することで、爪が固定され、爪の湾曲を防止することができる。

【使用目的又は効果】

本製品は足指の爪を固定するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

- 1) 本製品を施術するために、プレートに非医療機器であるネイルグラインダー・ビット・グルー（接着剤）、ショット（効果促進剤）、やすりが同梱されている。
- 2) 本製品を自分の爪の幅に合わせてやすりで調整する。爪の幅よりも少し短く、皮膚に接触しない程度に削り、長さを調整する。
- 3) 爪の表面をやすりかネイルグラインダーを使って整える。本製品を貼付する場所を光沢・水分などがなくなるように均一に整える。
- 4) 本製品の裏面にグルーをつける。また本製品の端にもグルーを少量つける。
- 5) 仮止めを行うために貼付位置を決め、プレートを軽く押し当てるように押さえる。
- 6) 爪全体にショットを噴霧する。

- 7) 仮止めされている箇所から中央部までグルーを本製品の裏面に塗り付けます。
- 8) 仮止めされている箇所を押さえながら、本製品の中央部から反対側にかけて爪に密着させながら貼り付け、30 秒程度しっかり押さえ、密着されているのを確認する。
- 9) 中央部分を指で押さえ、貼付されていない残りのプレートと爪の間にグルーを流し込み、押さえて貼り付ける。
- 10) 本製品が爪に密着していない箇所や空気が入ってしまった箇所は、接着剤を押し込んで整える。
- 11) 接着剤が乾いたら、細かい凹凸やはみ出した接着剤をやすりやグラインダーで整える。

【使用上の注意】

- ・接着剤やショットは、発揮した成分が目や気道に入る場合がありますので顔を近づけないようにしてください。目に入った場合、異常がみられた際は、直ちに洗顔し、医師の診察を受けてください。
- ・接着剤やショットを他の溶剤等と混ぜないでください。
- ・グラインダーは皮膚に接触しないように注意してください。
- ・施術にあたっては、マニキュアやジェルネイルを落としてから使用してください。
- ・接着剤とショットは発揮性があるので必ず換気をしながら使用してください。
- ・グラインダーは強く押しあてると回転が止まる場合があります。故障や爪が過度に削れる原因になるため強く押し当てないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿を避けて保管してください。
- ・グルーは直射日光、湿気、ショットを避けて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

名称：アドバンスジャパン株式会社

住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話番号：048-234-8291

取扱説明書を必ずご参照ください。