

2026 年 1 月（第 1 版）

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯面漂白用加熱装置 31806009
特定保守管理医療機器

ルミナスマイル ミニ

【警告】

照射される光を直接見ない、また人の目に向けないこと。
【目に障害を与える可能性がある。】

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

1. 光線過敏症の症状のある方には使用しないこと。
2. 白内障既往者、網膜障害の既往者等の光に過敏な患者に対しては、目隠し等で適切な遮光をすること。

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造

LED 光源を使用する歯面漂白用加熱装置
全長：70.2 mm
LED 波長：460～465nm
加熱装置部分：長さ 56.6 mm 幅 24.5 mm



2. 電氣的定格

電圧：6V
電力：0.16W

3. 原理

歯面に塗布した歯科用漂白剤に LED の光を照射することで加熱し、漂白する。

【使用目的又は効果】

歯面に塗布した歯科用漂白剤を加熱する。

【使用方法等】

1) 歯の色レベルをチェック

ケア前後の状態を確認するため、シェードガイドを使用して歯の色レベルを確認します。鏡に映してご自身の歯の状態を確認し、必要に応じて歯の色レベルを記録してください。

2) 歯磨き

普段と同様に歯ブラシでブラッシングを行い、歯の表面の水分を軽くふき取ってください。

3) 使用材料の塗布

歯科用漂白剤を歯の表面に塗布してください。

4) LED ライトの照射

マウスピース部に口に咥え、電源ボタンを押して約 10 分間 LED ライトを照射します。タイマーが付いており、電源ボタンを押してから約 10 分間後に LED ライトが消灯します。

5) クリーニング

照射完了後、歯ブラシでブラッシングを行ってください。

6) 仕上りのチェック

ケア後の歯の色レベルをシェードガイドを使って確認してください。

【使用上の注意】

1. 本製品に異常が発見された場合に機器動作を止めるなど、適切な処理を行うこと。
2. 使用中または使用後に異常（刺激感・赤み・痛みなど）を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師や歯科医師にご相談すること。
3. 本製品は内蔵電池を使用する使い切りタイプであり、電池充電および電池交換はできない。
4. 内蔵電池の仕様上、約 40 回の使用を目安として設計されている。なお、使用回数は保証値ではない。使用環境、連続使用、操作方法等により、使用回数は前後する可能性がある。
5. 本製品を改造しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

乾燥した場所に保管し、できるだけ水濡れしないようにすること。

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法は、取扱説明書を参照のこと。
2. しばらく使用しなかった本製品を再使用する際に、使用前に必ず本製品が正常にかつ安全に作動することを確認すること。
3. 本機使用中に異常が感じられた場合、購入先に連絡

取扱説明書を必ずご参照ください。

をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名 称：アドバンスジャパン株式会社

住 所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話番号：048-234-8291

製造業者

名 称：ホーユン ヘイ ホワイト テクノロジー カンパニーリミテッド

Heyuan Hey White Technology Co., Ltd

国 名：中国

販売元及びお問い合わせ先

名 称：株式会社センス・イット・スマート

住 所：東京都千代田区麹町 3-1-8-804

電話番号：03-5276-2277

取扱説明書を必ずご参照ください。