

器 62 歯科用切削器 一般医療機器 歯科用スケーラ 35320000

器 36 医療用ピンセット 一般医療機器 歯科治療用ピンセット 31814000

器 25 医療用鏡 一般医療機器 歯鏡 31776000

デンタルケアツール

【禁忌・禁止】

- ・本製品の形状変更や改造等をしないでください。
- ・本製品に劣化や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。

【形状・構造及び原理等】



1. 外観形状・構造

歯科用スケーラが 3 本、歯鏡 1 本、歯科治療用ピンセット 1 本、非医療機器の舌磨き 1 本で構成される。歯科用スケーラは、カーブ型・シッケル型・チゼル型の 3 種類がある。

2. 原理

歯科用スケーラ（カーブ型）：歯間に入れて操作することで、歯石等の沈着物を押し出すことができる。

歯科用スケーラ（シッケル型）：歯間に入れて操作することで、歯石等の沈着物を取り出すことができる。歯の表面汚れには表面に沿わせるように動かす。直角にあてると歯の表面が削れやすくなる。

歯科用スケーラ（チゼル型）：歯の表面についた歯石等を除去するときに使う。歯と歯肉の境目のあたりで、側面のカーブに合わせて汚れを落とすことができる。

歯鏡：ハンドル部を持ち操作し、口腔内診査又は圧排のために用いる。

歯科治療用ピンセット：バネ性先端部を閉じることで、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持することができる。

【使用目的又は効果】

本製品は、口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために用いる歯科用スケーラ、2 つの先細のバネ性先端部をもち、この先端部を近接させて（閉じて）、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持するための歯科治療用ピンセット、ミラーヘッド及びハンドルからなる口腔内診査又は圧排のために用いる歯鏡で構成される口腔ケアツールのキットである。

【使用方法等】

- 1) 本製品を使用する前に、洗浄・乾燥されて清潔であることを確認します。
- 2) 必要に応じて滅菌を行います。
- 3) 本製品を以下のとおり操作し、歯石等の沈着物の除去を行います。
歯鏡：ハンドル部を持ち操作し、口腔内の確認を行います。
歯科治療用ピンセット：バネ性先端部を閉じることで、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持します。
歯科用スケーラ（カーブ型）：歯間に入れて操作することで、歯石等の沈着物を押し出します。
歯科用スケーラ（シッケル型）：歯間に入れて操作することで、歯石等の沈着物を取り出します。歯の表面を削ることもできます。
歯科用スケーラ（チゼル型）：歯の表面についた歯石等を除去するときに使います。
- 4) 使用後は、本品を洗浄・乾燥後、専用ケースにて保管してください。

【使用上の注意】

- ・本製品の使用前に破損やキズがないことを確認してください。
- ・使用前に洗浄・乾燥されて清潔であることを確認してください。
- ・消毒液などを使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

名称：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電話番号：048-234-8291

陽江市宏駿美容工藝制品有限公司（中国）