

2022 年 4 月作成(初版)

機械器具 71 視力補正用眼鏡

一般医療機器 眼鏡 35065000(JMDN コード)

【近眼近視度付メガネ】

【警告】

- ・眼鏡に衝撃を与えないこと
- ・キズやひずみが生じたら使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームから構成される。

度 数:-1.0/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0/-3.5/-4.0/
-4.5/-5.0/-5.5/-6.0

フレーム:11 種類

2.原理

適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させることにより視力を補正する。

【使用目的又は効果】

本製品は、眼鏡レンズ1組と眼鏡フレームからなる器具。視力を補正する効果がある。

【使用方法】

- ① フレームのテンプルを両手で持ち、顔の幅に合わせて本製品をかけます。
- ② 耳の後ろと鼻にフィットしているか確認します。
- ③ はずす時は両手でフレームのテンプルを持ち、引き出します。

【使用上の注意】

・長時間の使用は、眼精疲労から身体の不調につながることもあります。

・使用中に不快感・視力異常を感じた場合は、販売店にご相談ください。

・レンズに傷が付かないように、ソフトケースに入れて保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、適切な場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

汚れがついた場合は水洗いをしてください。

レンズについた油汚れには、メガネクリーナーや中性洗剤で洗ってください。

洗浄後は水分を拭き取ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名 称:アドバンスジャパン株式会社

住 所:埼玉県川口市大字東本郷 118-1

電話 番号:048-234-8291

製造業者

名 称:タイチョウ チャンヘ オプティカル グラス

Taizhou Tianhe Optical Glasses Co., Ltd.

国 名:中華人民共和国

販売業者:ネットメガネコム株式会社

住所:大阪市堺市西区津久野町 1 丁目 3 番 2-1002

お客様相談窓口:0120-581-758

受付時間:10:00~17:00(年末年始除く)