

医 04 整形用品
一般医療機器 ギプス包帯 33056000

再使用禁止

HMキャスト

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・キャストを水に浸して取り出した後は、キャストを絞ってはいけません。[キャストを使用することができなくなるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

ポリオレフィン繊維を素材とする織物に水硬化性ポリウレタン樹脂を含有したギプス包帯である。脚用・腕用でそれぞれロングタイプとショートタイプがある。メッシュ構造。

2. 原理

本製品は、織物に塗布した水硬化性ポリウレタン樹脂が水と反応し、硬化することにより、患部を固定できる剛性と強度を発現する

【使用目的又は効果】

本製品は、骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫を固定するために、固い被覆保護材（ギプス包帯）を構成するプラスチックの用具をいう。

【使用方法等】

- ①固定する患部のサイズに応じ、適切なサイズのキャストを選ぶ。
- ②皮膚保護カバーを手足の指先からはめて、ドーナツ状を解きながら巻き上げる。
- ③キャストをパックから取り出してドーナツ状に巻く。
- ④ドーナツ状にしたキャストをそのまま常温（20℃～25℃）の水の中に3～5秒程度浸し、1、2回叩いて水分を切る。
- ⑤手足の指先から3cm程度離れた位置に、皮膚保護カバーの上からキャストを被せる。
- ⑥ドーナツ状を解きながらキャストを巻き上げて装着する。
- ⑤キャストが皮膚に触れることを防ぐため、皮膚保護カバーの両方の端を折り返す。
- ⑥キャストを固定する。

【使用上の注意】

- ・施術の前に必ず保護手袋を着用してから施術してください。
- ・キャスト装着の前に必ず皮膚保護カバーをドーナツ状に巻いて施術してください。
- ・熱い水を使用すると、硬化の速度が速くなるので、施術しづらくなります。
- ・キャスト装着の際、硬化される過程で皮膚に若干の高熱が感じられる場合があります。（1～2分たつと温度が下がります。）
- ・保管の際には、キャストのパックに傷が生じないようにしてください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・温度 15℃～30℃の場所で、直射日光を避け、水漏れに注意し、清潔な場所で保管してください。
- ・本製品は水平に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社
住所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電話番号：048-234-8291

製造業者

名称：ニューキャストインダストリー
New Cast Industry CO.LTD
国名：韓国