

器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 特定保守管理医療機器 電動式生体用洗浄器 34628000（JMDNコード）

【 電動鼻洗浄器・鼻うがい器 サイヌパルス エリート 】

【警告】

なし

【禁忌・禁止】

- ・風邪をひいている時、鼻づまりがある時には使用しないで下さい。〔症状が悪化するおそれがあります〕
- ・鼻や耳に疾患のある場合は使用しないで下さい。〔症状が悪化するおそれがあります〕

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

本製品は操作部、ハンドル、ウォータータンクで構成されます。



2. 電氣的定格

定格電圧：AC100V

定格周波数：50-60Hz

消費電力：40W

3. 原理

本製品への電源供給によりウォータータンク内の洗浄水が噴出され、鼻腔内の洗浄が行われ、衛生状態の維持又は治療の一環として用いることができる。

【使用目的又は効果】

本製品は、鼻腔内に適用する液体を噴出する装置をいう。衛生状態の維持又は治療の一環として用いることができる。電動式である。

【使用方法等】

- 1) 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 2) 最適な温度の衛生的で安全な水（蒸留水、フィルターを通した水、または煮沸済みの水）を用い、洗浄液を用意します。
- 3) ウォータータンクに洗浄液を入れてセットします。
- 4) 鼻用チップを選択し、ハンドルに装着します。
- 5) 鼻ノズルの先を鼻の穴につけて、本体のボタンを押すか、またはハンドルのポーズボタンを押して、溶液を流し始めてください。溶液が鼻の穴から入っていき、鼻腔を洗浄し、もう一つの鼻の穴から流れ出ていきます。心地よく感じられる水圧にダイヤルで調整します。
- 6) 洗浄が完了したら電源をオフにしてください。同じ方法でもう片方の鼻の穴から洗浄を行います。必要に応じてタンクに水を追加してください。

【使用上の注意】

- ・適切な状態で毎回お使いいただくために、使用後は必ず水でゆすいでください。
- ・安全な水（精製水、フィルターを通した水、煮沸済みの水）をお使いください。
- ・溶液を作る際は、溶かし残しがないようにしてください。
- ・溶液の温度は、室温またはぬるめ（33度～38度の間）にしてください。
- ・連続して5分以上使うことはやめてください。
- ・電圧の違うコンセントには差し込まないでください。
- ・バスタブ、シンクやトイレに落下したり、引っ張られて落ちてしまったりするような場所には置かないでください。
- ・入浴中には使わないでください。
- ・お子様や体の不自由な方が使用される際は、保護者や付添の方がのもとで使用してください。
- ・電源コードやコンセント部分が破損していたり、本品が正しく動作しなかったり、水没したり水に濡れたことがあったり、何らかのダメージがあったりした場合も、使用をやめてください。

取扱説明書を必ずご参照ください

- ・電源コードが、熱い場所に触れないようにしてください。
- ・当品の開口部やホースに異物を入れたり差し込んだりしないでください。

【保管方法及び有効期間等】

乾燥した場所に保管し、できるだけ水濡れしないようにすること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後は、温水をタンクに満たして、チップや内部の部品の溶液の残りを、洗い流してください。
- ・タンクは、毎回使用後に空にしてください
- ・本製品、付属品の消毒方法は取扱説明書をご確認ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：アドバンスジャパン株式会社

住所：埼玉県川口市大字東本郷1 1 8－1

電話番号：048-234-8291

製造業者

名称：ドングアンミンジェンエレクトロニクス

Dongguan Mingzhen Electronics Co, LTD

国名：中国

取扱説明書を必ずご参照ください