

*2026 年 10 月（第 4 版）
2026 年 7 月（第 3 版）

届出番号：11B1X10025784901

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 71105001（JMDN コード）

リニュースリープ リカバリーパジャマ

【禁忌・禁止】

- ・自分自身で脱着することができない患者。[何らかの症状が発生した場合にそれを悪化させる危険性が高いため]
- ・異常(かゆみ、かぶれなど)を感じたら、ご使用を中止すること。

*【形状・構造及び原理等】
1. 形状・構造
衣類形状の医療機器であり、上半身用（上腕部被覆）・下半身用（大腿部被覆）から成る。

①メンズ長袖トップス
プルオーバー



SIZE	M	L
身丈	70	74
胸囲	114	120
衿丈	85	88
裾幅	54	57
袖口巾	9.5	10

②メンズ長袖トップス
ハイネック



SIZE	M	L
身丈	70	74
胸囲	114	120
衿丈	85	88
裾幅	54	57
袖口巾	9.5	10

③メンズ ロングボトム



SIZE	M	L
パンツ丈	100	108
ヒップ	100	106
ウエスト	76	82
股下	67.5	74.5
裾幅	12.5	12.5

④レディース長袖トップス
プルオーバー



SIZE	M	L
身丈	67	70
胸囲	102	108
衿丈	78	80
裾幅	48	51
袖口巾	8	8

⑤レディース長袖トップス
ハイネック



SIZE	M	L
身丈	67	70
胸囲	102	108
衿丈	78	80
裾幅	48	51
袖口巾	8	8

⑥レディース ロングボトム



SIZE	M	L
パンツ丈	99	103
ヒップ	97	100
ウエスト	68	74
股下	70	73
裾幅	12	12

2. 原理
本品は原材料繊維に天然鉱石を練り込むことで、一定程度の遠赤外線を輻射することによる遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

【使用目的又は効果】
遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状を改善する。

ご使用の前に必ずこの文書をお読みください。

- 疲労回復
- 血行促進
- 筋肉のこりの緩和

【使用方法等】

- ① 適応範囲よりサイズを選定してください。
- ② 本製品は再使用可能です。
- ③ 衣類として素肌に直接着用する。

【使用上の注意】

- ①体質や体調により着用中に身体に何らかの異常（かゆみ、かぶれなど）を起こす場合があります。異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- ②湿疹、かぶれ、傷など皮膚に異常がある場合は使用しないでください。
- ③長時間水に浸したり、濡れたまま重ねたりしておくと、他のものに色移りする場合があります。形を整えてから陰干ししてください。
- ④本製品に、破損（ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は使用しないでください。
- ⑤洗濯機をご使用の場合、洗濯ネットをご使用ください。無蛍光洗剤を使用し、他の物と分けて洗ってください。
- ⑥塩素系漂白剤の使用は避けてください。
- ⑦家庭洗濯の際はタンブル乾燥により毛玉が生じたり収縮したりすることがありますので、回転式乾燥機のご使用は避けてください。
- ⑧本製品を洗濯する際は、洗濯絵表示及び使用洗濯機の品質表示に従って行ってください。
- ⑨本製品の形状を変えたりするなど、加工、改造を行わないでください。
- ⑩台所等で火を扱う場合には生地表面に引火することがありますので、十分にご注意ください。
- ⑪本製品は素材の特性上、毛玉が発生することがあります。毛玉が生じた場合は毛玉取り器でお手入れしてください。
- ⑫本製品の一般医療機器としての効果は上下セットで着用した時のものになります。

【保管方法及び有効期限等】

- ① 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて保管してください。
- ② 耐用期間 2年

【取り扱い上の注意】

本品は繰り返し使用可能ですが、湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合があります。

【包装】

上下セット/1袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社
住 所：埼玉県川口市大字東本郷 118-1
電 話 番 号：048-234-8291

製 造 業 者：チンタオシンジャーチェンホーム
ファッションコーポレーション
QINGDAO XINJIACHENG HOMEFASHION CO., LTD
国 名：中国

製 造 業 者：チンタオディーガオガーメント
カンパニーリミテッド
QINGDAO DEGAO GARMENT CO., LTD
国 名：中国

【商品についてのお問い合わせ】

販 売 業 者：株式会社ロマンズ小杉
住 所：京都府京都市下京区室町通仏光寺
上る白楽天町 517 番地
電 話 番 号：0120-926606
（受付時間 平日 9:30～17:00）

ご使用の前に必ずこの文書をお読みください。