

器 52 医療用拡張器
一般医療機器 鼻腔拡張器具 11260000（JMDNコード）

【 HAOLL 改良版 ノーズピン CL-03 】

【警告】

万が一鼻腔内に入り込んだり、飲み込んだ場合には自分で取り出さないようにし、医師による処置を受けてください。〔誤嚥や出血を起こすおそれがあります〕

【禁忌・禁止】

次に該当する方は使用しないこと。

- ・鼻に疾患があり鼻呼吸が困難な方〔呼吸障害が発生するおそれがあります〕
- ・鼻出血しやすい方〔鼻出血するおそれがあります〕
- ・消化管の疾患を罹患中または治療中の方〔誤飲した場合に排出されにくくなる恐れがあります〕
- ・呼吸器系の疾患を罹患中または治療中の方〔誤嚥を起こす恐れがあります〕
- ・鼻咽頭気道に出血、障害または疾病がある方〔症状が増悪する恐れがあります〕

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

鼻腔に差し込むノーズピン本体と左右のノーズピン本体をつなげる結合部により構成されます。ノーズピン本体には動いても外れにくいブロックつきです。サイズは「XS・S・M・L」の4種類があります。



2. 原理

本製品を鼻腔に差し込むことにより、鼻の構造・鼻腔の拡張を行うことができます。

【使用目的又は効果】

プラスチック製で柔軟性のある細い円柱状の中空の器具で、鼻の構造・鼻腔の拡張用に使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本製品を洗浄してください。
- 2) 鼻腔、鼻腔内に傷などがないかを確認し、4種類のサイズのうち、適切なサイズの本製品を選び、鼻腔内にゆっくり差し込んでください。
- 3) 使用をやめる場合は、結合部をゆっくり取り外してください。
- 4) 使用後は本製品を洗浄し、専用のケースにて保管してください。

【使用上の注意】

- ・1回で12時間以上継続して使用しないでください。
- ・鼻腔内に差し込む際に、オイル・ワセリン・軟膏等は使用しないでください。
- ・使用中は本製品をねじったり、過剰な圧力をかけないようにしてください。本製品に亀裂等が生じる可能性があります。
- ・本製品に破損、変形、腐食、変色等の異常が発見された場合には使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

専用のケースに本製品を収納し、乾燥した場所で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- ・清掃方法は、取扱説明書【清掃方法】を参照してください。
- ・しばらく使用しなかった本製品を再使用する際に、使用前に必ず本製品に異常がないことを確認してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

名称：アドバンスジャパン株式会社

住所：埼玉県川口市大字東本郷118-1

電話番号：048-234-8291

取扱説明書を必ずご参照ください