

機械器具 81 磁気治療器
管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器（JMDN コード 71016000）
リカバリーサポートウェア

【禁忌・禁止】

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型の医用電気機器を使用している方は使用しないでください。〔電磁干渉等による機能不全が生じている可能性があるため〕
- ・脳せき（脊）髄液短絡術用圧可変式シャント【頭皮下に埋め込んで脳髄液を腹くう（腔）にバイパスする目的で長時間使用し、磁気を利用しバルブ圧を変更することで脳髄液の流量が変更可能な医療機器】などの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している方は使用しないでください。〔医用電気機器との併用は、誤作動などの影響を与える可能性があるため〕
- ・他の治療器との併用はしないでください。〔誤作動などの影響を与える可能性があるため〕

【形状、構造及び原理等】

形状：衣類として使用するためセパレートタイプの形状をしており、磁石は肩、腰に配置されている。上衣は左右に各 2 つ、下衣にも左右に各 2 つで合計 8 個の磁石が配置されている。

磁石数：8 個（上下各 4 個）

最大磁束密度：77mT（±25mT）

原理：本製品は、衣類として使用することで肩・腰の部位に永久磁石があたり、コリや血行の改善を行うことができる。

【使用目的又は効果】

永久磁石の磁力による装着部位のコリ及び血行の改善ができる。一般家庭で使用する。

【使用方法等】

通常の衣類と同様に使用してください。

【使用上の注意】

<使用前の注意>

1. 次の人は、使用前に医師とご相談の上使用してください。
 - ・悪性腫瘍のある方
 - ・心臓に障害のある人
 - ・妊娠初期の不安定期または出産直後の方
 - ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - ・皮膚に感染症及び/または創傷のある方
 - ・安静を必要とする方
 - ・体温 38℃以上（有熱期）の方
 - ・ねんざ、肉離れなど、急性（疼痛性）疾患の方
 - ・他の治療器を使用している方

2. 使用前には次のことに注意してください。

- ・時計・磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- ・磁気装着部に破れがある場合には使用を中止してください。誤飲の恐れがあります。
- ・長時間使用しなかった場合は、機器表面に金属などの異物が付着していないか確認のうえご使用ください
- ・故障した場合は勝手に修理などせずに販売店に連絡をしてください。
- ・頭部又は対象とする部位以外での使用はしないでください。
- ・磁気共鳴画像診断装置（MRI）の検査を受ける方は、検査の前に使用を中止してください。

<使用中の注意>

- ・身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- ・装着部に発しん（疹）、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を直ちに中止してください。
- ・ストーブ、こたつ、電気毛布、カイロなど使用して装着されますと磁石が熱くなりやけどする場合がありますのでおやめください。
- ・使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談してください。
- ・機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止してください。
- ・製品より磁石がはずれた場合、小児や児童及び監督を必要とする方が飲む恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、高温多湿になる場所を避け、室温で保管してください。
- ・小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

【取り扱い上の注意】

- 1) 廃棄する際にはお住いの市町村・自治体の区分に従ってください。
- 2) 改造するなどの本来の目的以外のご使用はおやめください。
- 3) 破損等した場合は、勝手に修理などせず、製造販売業者または販売業者に連絡ください。
- 4) 他の治療器と併用しないでください。
- 5) タンブル乾燥機のご使用は避けてください。
- 6) 磁気装置部へのアイロンのご使用は避けてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

アドバンスジャパン株式会社
埼玉県川口市大字東本郷 118-1
048-234-8291