

NeilMed

ベビーミスト

鼻水吸引前に



75 ml (容量); 75.2 g (重量)

【成分】
塩化ナトリウム (9mg/ml)、重炭酸ナトリウム (0.5-1.0mg/ml)、精製水

【用途】
○生理食塩水の噴霧を鼻腔に行い、鼻腔内のゴミ・チリを取り除く
○鼻水吸引器等を使用する前の鼻腔内潤滑

【特徴】
○無臭○アルコール、メントールなど医薬成分無配合○一日何回でも使えます○携帯可能なコンパクトサイズ○スプレー先端部はフランジ(円縁)を設けた安全設計○幼児はもちろん妊婦・授乳期の方にも使えます

【使用方法】
1.キャップを外します 2.ボトルを持ち、鼻の中にノズルの先端をフランジ(円縁)まで入れ、ボタン部を人差し指か親指で押すとスプレーされます。流れ落ちた液はティッシュペーパー等で拭きとってください。左右それぞれ1回ずつスプレーしてください。1日何回でも使えます 3.スプレー後に鼻水吸引を行ってください。

【使用上の注意】
○乾燥状態が進行したかきぶた・出血・ただれには効きません○容器を振る必要はありません○開封後は早めに使ってください○耳鼻咽喉科等で治療中の方は使用前に医師にご相談ください○症状が改善されない時、万一異常が発生した場合は医師又は薬剤師にご相談ください
○体を起こした状態で使用ください○100～150回ほど使用できます
○対象年齢1歳以上推奨

【保管及び取扱い上の注意】
○他の方と使い回しをしないでください○直射日光や高温の場所を避け、涼しい所に保管してください○幼児の手の届かない所に保管してください○他の容器に入れ替えないでください○使用期限を過ぎた洗浄液は使用しないでください○使い終わった後はスプレー缶としてゴミ出ししてください

一般医療機器 第55番 医療用洗浄器
一般名: 手動式生体用洗浄器
届出番号: 13B3X10188000003
製造販売元: ニールメッド株式会社
東京都千代田区西神田2-3-3 電話: 0120-41-3173

やさしく生理食塩水を
鼻にスプレー

ねばりの強い
鼻水吸引の補助に

