

器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）

サイナスジェルスプレー

【形状、構造及び原理等】

1.噴霧装置

ボトル、キャップ及びノズルで構成される。



2.内容物

ジェルボトル内に封入されている。(30ml)

3.各部の機能及び動作

No.	各部の名称	機能及び動作
1	ボトル	ジェルを内部に留め噴出する。
2	キャップ	ノズルブをカバーするキャップ。使用時に取り外し、使用後は取り付ける。
3	安全リング	非使用時のポンプの誤動作を防ぐ。

4.原理

本品は、ボトルに入れられたジェルを鼻腔に噴霧することで、アレルギー、乾燥、後鼻漏、風邪等諸症状を軽減、鼻腔内を潤すシステムである。

5.原材料

No.	各部の名称	原材料
1	ボトル	ポリプロピレン
2	キャップ	ポリエチレン
3	ノズル	ポリプロピレン
4	内容液	塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、精製水、ヒアルロン酸ナトリウム、アロエベラ、アラントイン、グリセリン、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウムを含んだジェル

【使用目的又は効果】

生理食塩水の噴霧を鼻腔に行い、鼻腔を潤す。

【使用方法等】

使用前

- 人差し指と中指をポンプのフィンにかけ、残りの指でボトルを保持する。
- ノズル先端を鼻入口に差し入れる。

使用中

- 人差し指と中指をかけたポンプのフィンを押し下げ、

4 秒間その状態を保つ。

- 数秒噴霧し、流れ落ちる液をティッシュペーパー等で拭き取る。

- 片方の鼻腔にも同様に行う。

使用後

- ノズル先端をティッシュペーパー等で綺麗に拭き取る。

【使用上の注意】

- 他の方と使い回しをしないでください。
- 使い終わった後はプラスチックとして廃棄してください。
- 注意事項をしっかりと確認し、使用方法以外の方法で使わないでください。
- 内容成分にアレルギーなどが無いかを確認して使用してください。
- 開封後は早めに使い切ってください。
- 使用前に必ず箱の表示を読み、理解した上で使用してください。（箱は保管し、いつでも読めるようにすること）

【保管方法及び有効期間等】

- 幼児の手の届かない所に保管してください。（対象年齢：6 歳以上）
- 直射日光や高温の場所を避け、涼しい所で保管してください。
- 使用期限：3 年〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ニールメッド株式会社

電話番号：0120-41-3173

外国製造業者：NeilMed Pharmaceuticals, Inc.

国 名：アメリカ合衆国