

器 55 医療用洗浄器

一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000（JMDNコード）

サイナスミスト 高塩濃度スプレー ハイパートニック

【形状、構造及び原理等】

1.噴霧装置

ボトル、キャップ及びノズルで構成される。



2.内容物

生理食塩水（塩化ナトリウム 27mg/ml、重炭酸ナトリウム～3.0mg/ml、精製水）125ml ボトル内に封入されている。

3.各部の機能及び動作

No.	各部の名称	機能及び動作
1	ボトル	生理食塩水を内部に留め噴出する。
2	キャップ	ノズル部をカバーするキャップ。使用時取り外し、使用後は取り付ける。
3	ノズル	フランジ（円縁）部分までの先端を鼻腔に挿入し、洗浄液を噴出する。

4.原理

本品は、ボトルに入れられた圧力密閉された液を鼻腔に噴霧することで、アレルギー、乾燥等諸症状を軽減、鼻腔内を潤すシステムである。

5.原材料

No.	各部の名称	原材料
1	ボトル	アルミニウム
2	キャップ	低密度ポリエチレン
3	ノズル	高密度ポリエチレン
4	内容液	塩化ナトリウム 27mg/ml、重炭酸ナトリウム～3.0mg/ml、精製水

【使用目的又は効果】

生理食塩水の噴霧を鼻腔と鼻腔を潤す。

【使用方法等】

使用前

- 1.親指をノズル部のボタンにあて、残りの指でボトルを保持する。
- 2.ノズル先端をフランジ（円縁）まで鼻入口に差し入れる。

使用中

- 3.ノズル部のボタンにあてた人差指を押下げると、液が噴霧される。
- 4.数秒噴霧し、流れ落ちる液をティッシュペーパー等で拭き取る。
- 5.片方の鼻腔にも同様に行う。

使用后

- 6.ノズル先端をティッシュペーパー等で綺麗に拭き取る。

【使用上の注意】

- ・乾燥状態が進行したかさぶた・出血・ただれなどがある場合は使用前に医師にご相談ください。
- ・開封後は早めに使い切ってください。
- ・耳鼻咽喉科等で治療中の方は使用前に医師にご相談ください。
- ・症状が改善されない時、異常が発生した場合は医師又は薬剤師にご相談ください。
- ・幼児に使用する場合は保護者の責任・指導監督のもと使用してください。
- ・先端を鼻の奥まで入れないでください。
- ・必ず体を起こした姿勢で使用してください。
- ・他の方と使い回しをしないでください。
- ・使い切った後は各自治体のルールに沿って破棄してください。
- ・本製品を使用後、「軽く」鼻をかんでください、口をあけ息をすると優しくかめます。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光や高温の場所を避け、涼しい所で保管してください。
- ・幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・使用期限：4 年〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ニールメッド株式会社

電話番号：0120-41-3173

外国製造業者：NeilMed Pharmaceuticals, Inc.

国 名：アメリカ合衆国