

ピアッシング・アフターケア（ミストタイプ）

製品の特徴

本製品は生理食塩水を使用したピアッシング専用の傷口洗浄スプレーです。

- 薬品、防腐剤など無使用
- 傷口にしみにくい
- 逆さにしても使用可能

内容物

USP グレード精製水、
USP グレード塩化ナトリウム（9mg/ml）
※USP 標準品は米国薬局方（USP）の定める
品質規格に適合した標準品です。

使用方法

- 開封後、正しくスプレーされるかを試した上で傷口にご使用ください。
- スプレーする際は傷口から5cm～10cm 本製品を離して使用してください。
- 使用後はキャップをして保管してください。

使用上の注意

- 本製品を他の製品と混ぜないでください。
- お子様の手が届かない場所で保管してください。
- 本製品に関する使用方法、使用上の注意が記してある記載物は破棄せず大事に保管ください。
- 直射日光を避け、涼しい乾燥した場所で保管ください。
- 火傷には使用しないでください。
- ピアッシングに関する傷口以外には使用しないでください。
- 本製品は治療を目的としたものではありません。
- 傷口が化膿、悪化した場合は医師に相談してください。
- 本製品は軽度の傷口洗浄にのみご使用ください。

NeilMed®

ニールメッド株式会社

東京都千代田区西神田 2-3-3

お客様窓口 0120-41-3173

(01)00705928652057



一般医療機器 器 55 番 医療用洗浄器

一般的名称：手動式生体用洗浄器

販売名：ピアッシング アフターケア PAC

届出番号：13B3X10188000010
製造販売元：ニールメッド株式会社