

サイナスミスト キシリトール

【成分】

塩化ナトリウム(9 mg/ml)、重層(0.5-1.0 mg/ml)、精製水 キシリトール

【用途】

○生理食塩水の噴霧を鼻腔に行い、鼻腔内のゴミ・かさぶた・チリを取り除く○鼻腔内の洗浄 ○鼻水吸引器使用前の鼻腔内潤滑

【特徴】

○無臭○アルコール、メントール、医薬成分等無配合○一日何度でも使えます○携帯可能なコンパクトサイズ○スプレー先端部はフランジ(円縁)を設けた安全設計○幼児はもちろん妊婦・授乳期の方にも使えます

【使用方法】

1.キャップを外します。2.ボトルを持ち、鼻の中にノズルの先端をフランジ(円縁)まで入れ、ボタン部を人差し指か親指で押すとスプレーされます。流れ落ちた液はティッシュペーパー等で拭きとってください。左右それぞれ1回ずつスプレーしてください。1日何回でも使えます。3.スプレー後は鼻を軽くかんでください。



【使用上の注意】

○乾燥状態が進行したかさぶた・出血・ただれへの使用前には医師にご相談ください○開封後は早めに使い切ってください○耳鼻咽喉科等で治療中の方は使用前に医師にご相談ください○症状が改善されない時、異常が発生した場合は医師又は薬剤師にご相談ください○幼児に使用する場合は保護者の責任・指導監督のもと使用してください○ノズル先端を鼻の奥まで入れないでください

【保管及び取扱い上の注意】

○他の方と使い回しをしないでください○直射日光や高温の場所を避け、涼しい所に保管してください○幼児の手の届かない所に保管してください○他の容器に入れ替えないでください○使用期限を過ぎた洗浄液は使用しないでください○使い終わった後はスプレー缶としてゴミ出ししてください○必ず起きた姿勢で使用してください

一般医療機器 器55番 医療用洗浄器

一般的名称:手動式生体用洗浄器

届出番号:13B3X101880000 12

〈製造販売元〉ニールメッド株式会社

東京都千代田区西神田2丁目3番3号 電話:0120-41-3173