

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 JMDNコード 70760000

タンク式スチーマー浄霞（ジョウカ） R-501

【警告】

本製品は、スチームドラム内に入れた水をボイラーで加熱し、高圧蒸気として噴射する機器です。不適切な使用は本製品の故障や漏れ等の原因となることがあります。必ず添付文書とユーザーマニュアルを読み、十分に理解し正しい取り扱い方法を厳守してください。

- ・数か月に一度、内部の洗浄を行うこと。
- ・アースは必ず取り付け、正しく接続すること。また、使用前にアースが完全に接続されていることを確認してください。
- ・使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止し、ユーザーマニュアルに従って点検または修理を依頼すること。

【形状・構造及び原理等】

1) 設計外観図



2) サイズ・電氣的定格

寸法：D320×W230×H500（mm）
重量：26kg
電圧：110V
電流：10.5A
出力：1150W
周波数：50/60Hz

3) 原理

本製品は、本体内部で高温のスチームを発生させ、スチームペンより噴出させる。

【使用目的又は効果】

本製品は、歯科技工模型のスチーム洗浄やワックス、石膏、レジンまたはセラミックス等の彫刻成型するために用いる。

【使用方法等】

- ①給水タンクに水道水を満たし電源スイッチを入れ、給水表示灯（緑色）が点灯していることを確認します。
- ②給水が完了したら、自動的に加熱が開始するので、次に加熱表示灯（赤色）が点灯していることを確認します。

- ③加熱が完了したら、待機表示灯（オレンジ色）が点灯しているか確認し、フットスイッチを操作し、ノズルからスチームが出ることを確認できたら、通法に従い操作します。
- ④フットスイッチを踏んでいる間だけスチームが噴出します。
- ⑤洗浄物はノズルから2～5cm離し、スチームに対して直角に当てます。
- ⑥一日の作業終了後は必ず電源スイッチを切ります。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ・本製品を使用する前に必ず添付文書とユーザーマニュアルを読み理解すること。
 - ・ユーザーマニュアルに記載されている用途以外には使用しないこと。
 - ・必ず電源の周波数と電圧、電流に注意して使用すること。
 - ・必ず安定した作業台に設置して使用すること。
 - ・使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
 - ・必ずアースが正しく接続している状態で使用すること。
 - ・必ずコード、ホース類が正しく接続されている状態で使用すること。
 - ・凍結の恐れがある日は、電源スイッチを切る前に次の※工程を行なうこと。
- ※給水タンクから給水ホースを抜き給水を止めフットスイッチを踏み、本体内部と給水ホースに残留する水を噴出してから電源スイッチを切ること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- ・腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、外圧（物理的負担）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・傾斜、振動等に注意を配り、安定した場所に保管すること。

【保証期間】

購入日から1年

【保守・点検に係る事項】

- ・機器及び部品は必ず日常の点検を行ってください。
- ・暫く使用しなかった機器を再使用する時は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認してください。
- ・分解や修理、改造は行わないでください。
- ・万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご連絡ください。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

日本新世紀歯科株式会社

住所：大阪府大阪市生野区中川2-16-16

電話番号：06-6224-7896

・製造業者

珠海市瑞豐智造科技有限公司

製造国：中華人民共和国

ユーザーマニュアルを必ず参照ください。