

NK スワブ 02

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

<概要>

本品は、プラスチック製の軸の先端部にポリアミド製の細毛を配したスワブ(綿棒)です。

本品は滅菌済みであり、単回使用である。



寸法

全 長 : 151mm

<原材料>

綿 球 : ポリアミド

軸 : ポリアミド

【使用目的又は効果】

本品は、ウイルス検査や細菌検査の検体を採取するために使用する。

主に鼻腔、鼻咽頭の検体採取に適している。

【使用方法等】

1. 個包装袋の開封口よりフィルムをはがし、綿球部分に触れないように、本品の軸部分をつまんで取り出す。
2. 検体採取は、採取部位や採取検体に応じた適正な方法及び操作で行うこと。

【使用上の注意】

1. 本品の使用は 1 回限りです。再使用はできません。
2. 本品は滅菌済みですので、個々の包装袋に破れや汚染の疑いがある場合は使用しないでください。
3. 本品を開封後は速やかに使用してください。
4. 本品は、凍結や加熱をしないでください。
5. 本品に破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れ等があった場合は使用しないでください。
6. 本品を冷蔵保存している場合、使用する場所で十分に放置して室温(15～30℃)となったことを確認してから使用してください。
7. 検体採取時、軸部分(特に軸の細い部分)に力がかかり過ぎる、強く押す、過度の振れ負荷がかかるような使い方はしないでください[軸が折れる可能性があるため]。また、軸を曲げる、反らす、折る等の意図的な変形を加えないでください。
8. 挿入部位において、あきらかに通常より挿入距離が短い位置で軸に強い抵抗を感知する等の場合には、挿入操作を続けしないでください。
9. 臨床検体の取扱いの場合、感染の危険性があるものとして、保護具(眼鏡、手袋、マスク等)を着用のうえ、十分に注意して操作を行ってください。

10. 二次感染を防止するために、開封後の個包装袋は検体採取後の本品の輸送には使用しないでください。

11. 本品の使用後は滅菌処理を行い、医療廃棄物として関連する法律や規定に従って処分してください。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

高温多湿、水濡れ、凍結、直射日光及び火気を避け、清潔な場所に保管してください。

<有効期間>

本品の包装に記載されている使用期限(EXP)までに使用すること。[自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>

株式会社西浦化学

〒510-1223

三重県三重郡菰野町諏訪字北浦 3385

電話 059-394-1131 FAX 059-394-2497

<製造元>

株式会社西浦化学 菰野工場