

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 整形外科用テープ 32882000

## ゲルパッド S

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。[感染防止][意図した機能を保てないおそれがある]

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、株式会社根本杏林堂製 多相電動式造影剤注入装置のオプション付属品であるモレ検知サポートシステム LD のセンサーヘッド（本届出外）を皮膚に固定するテープであり、以下から構成される。



1. 円形剥離紙（白色）
2. 両面粘着テープ
3. 表面材
4. ゲル
5. 剥離フィルム

#### ＜材質＞

- ・アクリル系樹脂架橋体
- ・多価アルコール

#### 【使用目的又は効果】

本品は、医療機器の固定に用いるプラスチック製の（接着）テープである。

#### 【使用方法等】

本品の貼り付けは、貼付部位を清拭し、乾燥させてから行うこと。

1. 本品の円形剥離紙（白色）を剥がす。
2. 株式会社根本杏林堂製 多相電動式造影剤注入装置のオプション付属品であるモレ検知サポートシステム LD のセンサーヘッドを本品の両面粘着テープ部の緑色の円に合うように取り付ける。
3. 本品の剥離フィルムを剥がし、穿刺部分に本品が触れないように患者の腕に貼り付ける。
4. 使用後は患者から針を抜き、本品を患者から取り外す。
5. 本品をセンサーヘッドから取り外す。
6. 剥がした本品は再使用せず、院内規制等に従って適切な方法で廃棄する。

#### 【使用上の注意】

##### ＜重要な基本的注意＞

1. 皮膚に直接貼り付けること。[他のテープの上に貼り付けると血管外漏出を正しく検知できない。]
2. しわにならないようにすること。
3. 皮膚の間に気泡が入らないようにすること。
4. 伸ばさずに貼り付けること。[皮膚が寄って正常に動作できなくなるおそれがある。]
5. 未滅菌品のため、穿刺部には直接貼り付けないこと。
6. 貼付位置が適切であることを充分確認のうえ貼り付けること。
7. 包装に表示の使用期限内に使用すること。
8. 皮膚の損傷または皮膚疾患等のみられる部位には貼付しないこと。
9. 貼り付けにより、皮膚の異常（発疹、発赤、かゆみ等）を起した場合、使用を中止すること。
10. センサーヘッドの固定以外での用途で使用しないこと。  
[本品以外での使用は、モレ検知サポートシステム LD の機能低下のおそれがある。]
11. とう骨、手の甲、むくんでいる部位、入れ墨部位には貼付しないこと。[血管外漏出を正しく検知できないおそれがある。]
12. 取り外す時は、ゆっくりと取り外すこと。[過剰な力や無理に剥がしたりすると皮膚を傷つけるおそれがある。]
13. 粘着テープもしくは粘着剤等に対してアレルギー反応を示す患者には使用しないこと。
14. 指定の造影剤注入装置以外の機器と組合せて使用しないこと。  
[正常に動作できないおそれがある]

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光および高温多湿を避けて涼しい乾いた場所に保管すること。
2. 有効期間  
3 年 [自己認証による]

#### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社根本杏林堂

住 所：〒332-0031 埼玉県川口市青木 2-12-23  
(お問合わせ先) 0120-88-3981 (フリーダイヤル)

販 売 元：株式会社根本杏林堂

住 所：〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-20  
T E L：03-3818-3541 (代表)

取扱説明書を必ずご参照下さい。