

機械器具(25)医療用鏡
管理医療機器 人工開口向け内視鏡用くもり止め JMDN コード : 70177000

フレッド 2

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用・再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

本品は、内視鏡の結露防止剤で、くもり止め液及びスポンジ(4cm×4cm)で構成されている。

くもり止め効果：5 分以上

2. 原理

本品を内視鏡のレンズに塗布することにより、結露を抑制する。

【使用目的又は効果】

本品は、人工開口向け内視鏡のレンズの結露を防止するために使用される。

【使用方法等】

1. スポンジの裏紙を剥がし、滅菌ドレープ上に置く。
2. キャップを外し、くもり止め溶液を 5～6 滴滅菌スポンジに滴下する。
3. 内視鏡のレンズ先端に滅菌スポンジをあて、軽く拭う。
4. 内視鏡のアイピース(接眼レンズ)にくもり止め溶液を 1 滴滴下し、滅菌スポンジで軽く拭う。
5. 必要に応じて繰り返す。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

コヴィディエンジャパン株式会社

カスタマーサポートセンター：0120-998-971

外国製造業者名：

Covidien

(コヴィディエン)

アメリカ合衆国