

機械器具(25) 医療用鏡
管理医療機器 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 JMDN コード : 38821002

スペースメーカープロ (エンドループ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用・再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

(1) 概要

本品は、鏡視下手術時に使用されるトロカースリーブのシール及び鏡視下手術器具の潤滑剤で、潤滑剤(6g ボトル)及びスポンジ(4cm×4cm)で構成されている。

(2) 原材料

各部の名称	原材料
潤滑剤	シリコーン

2. 原理

鏡視下手術時に使用されるトロカースリーブのシール又は鏡視下手術器具に潤滑剤をたらす又は塗布することにより器具の挿入・抜去を容易にする。

【使用目的又は効果】

本品は、腹膜外腔を拡張して組織を剝離し、鏡視下手術のためのスペースを作成する。また、腹腔又は腹膜外腔への手術器具の挿入のための開口部となる。利便性のために組み合わせて使用することのある医療機器を含む。

【使用方法等】

潤滑剤をトロカースリーブのシールに数滴たらすと、スムーズに鏡下手術器具の挿入・抜去ができる。又、スポンジにたらし、手術器具のシャフト部分に塗布することもできる。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

外装表示参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

コヴィディエンジャパン株式会社

カスタマーサポートセンター：0120-998-971

外国製造業者名：

Covidien

(コヴィディエン)

アメリカ合衆国