

2026年8月20日 作成（第1版）

届出番号:40B2X10042NE0007

器42 医療用剥離子

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 JMDNコード 70683000

ペリオスチール PERIOSTEAL DLC

【形状・構造及び原理等】

本品は歯科又は医科における外科処置に用いる再使用可能な手
用器具である。本品は作業部及びハンドル部から構成される。
先端形状の違いにより複数の種類がある。
本品は軟組織又は骨膜を剥離又は挙上するために用いる。

- ・材質
ステンレス鋼（表面処理：DLCコーティング）

作業部は、以下の種類がある。

形状]

1. Molt 4Q Raspatory Periosteal DLC
2. Molt 9 Periosteal DLC
3. Molt 2/4 Periosteal DLC
4. Molt 1/2 Periosteal DLC
5. Freer Periosteal DLC
6. Buser Periosteal DLC
7. LUCAS Periosteal DLC

【使用目的又は効果】

歯科又は医科において、軟組織又は骨膜の剥離及び挙上に用いる。

【使用方法等】

本品の作業部を用いて軟組織又は骨膜の剥離若しくは挙上を行う。

【使用上の注意】

[注意事項]

- ・使用前に本品の状態を確認すること。
- ・変形、損傷、その他の異常が認められる場合は、
使用しないこと。
- ・本品は、医師又は歯科医師等の有資格者が使用すること。
- ・落下、衝撃その他の過度な外力を加えないこと。
- ・使用及び洗浄を繰り返したことによる劣化に注意し、
定期的に点検すること。
- ・精度低下、機能不良等が認められた場合は交換すること。

[使用法]

1. 本品は非滅菌品である。使用前に洗浄及び滅菌を行うこと。
2. 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載以外の用途に使用
しないこと。

3. 洗浄

使用後、速やかに予備洗浄を行う。
必要に応じて酵素洗浄剤又は中性若しくは弱アルカリ性洗剤を用
いて洗浄し、十分にすすぎを行い、目視確認を行う。
必要に応じて潤滑処理を行い、完全に乾燥させる。

4. 滅菌

高圧蒸気滅菌を行う。
・滅菌条件の例
134℃：4分 または 121℃：15分
使用する滅菌器の使用条件に従うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- (1) 直射日光、高温多湿を避けて、清潔な室内で保管すること。
- (2) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。
- (3) 汚染された器具と一緒に保管しないこと。
- (4) 酸性物質または腐食性化学物質の近くで保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後は、血液、組織片、薬剤等の汚染物が乾燥しないうちに速やか
に除去すること。
- ・流水下で予備洗浄を行い、付着した汚染物を十分に除去すること。
- ・洗浄剤は製造業者が指定するものを使用し、強酸性又は強アルカリ性
の洗浄剤及び消毒剤の使用は避けること。
- ・超音波洗浄器を使用する場合は、器具同士が接触して損傷しないよう
注意すること。
- ・金属ブラシ、金属タワシ、研磨剤入りクレンザー等は使用しないこと。
- ・洗浄後は十分にすすぎを行い、洗浄剤が残留しないことを確認するこ
と。
- ・洗浄後は腐食防止のため速やかに乾燥させること。
- ・使用前及び洗浄後に、変形、破損、腐食、摩耗、変色その他の異常が
ないことを確認すること。
- ・滅菌前に適切な包装材を用いて包装すること。
- ・高圧蒸気滅菌を行う場合は、滅菌器の取扱説明書に従うこと。
- ・過酸化水素ガス滅菌を行う場合は、使用する滅菌器の取扱説明書に従
うこと。
- ・腐食又は損傷が認められた器具は使用しないこと。

【包装】

各種類 1本入/箱

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社ネクステラ
福岡県福岡市東区多の津4-7-5
TEL: 092-402-2608 FAX: 092-402-2609

外国製造業者:

SUPREMO INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E
ODONTOLOGICOS LTDA

外国製造業者国名:ブラジル