

機械器具(34) 医療用刀
一般医療機器 歯肉切除メス JMDNコード 41544000

ティッシュスクレイパー TISSUE SCRAPER

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

材質
刃部：ステンレス鋼
本体：ポリカーボネート

本品は、刃部及び本体から構成される手動式の切断用器具である。刃部を歯肉に接触させ、術者が本体を手動で移動させることにより、歯肉組織を切除する。

種類：イージーティッシュスクレイパー



【使用目的又は効果】

本品は、歯肉軟組織を切除するために用いる手動式の切断用器具である。

【使用方法等】

- 使用前の準備
 - 本品の使用方法及び使用上の注意を十分に確認する。
 - 使用目的及び処置部位に適した製品を選択する。
 - 使用前に本品の破損、変形、汚れ及び異物の付着がないことを確認する。
 - 刃部に欠け、変形又は損傷がないことを確認する。
 - 本品は未滅菌品であるため、使用前に以下の方法で洗浄及び滅菌を行う。
洗浄方法：
蒸留水及びアルコールを用いて洗浄し、十分に乾燥させる。
滅菌方法：
高圧蒸気滅菌により121℃で30分間滅菌した後、30分間乾燥させる。
- 使用方法
 - 処置部位である上顎口蓋側に局所麻酔を行う。
 - 本品の刃部を上顎臼歯部の口蓋側歯肉に位置させる。
 - 本品を軽く押し当てながら、後方から前方へ移動させる。
 - 口蓋側の歯肉組織を1.0～2.0 mmの厚さを保ちながら挙上し、切除する。

【使用上の注意】

- 本品は歯科医師又は歯科医師の指示監督の下で医療従事者が使用すること。
- 使用前に、本品の使用方法及び使用上の注意を十分に理解すること。
- 本品を使用目的以外の用途に使用しないこと。
- 使用前に患者の状態を十分に確認し、処置に適していることを確認した上で使用すること。
- 使用前に、本品の損傷の有無並びに洗浄及び滅菌の状態を確認すること。
- 本品は未滅菌品であるため、使用前に指定された方法で洗浄及び滅菌すること。
- 使用時は滅菌手袋を着用し、刃部による負傷に注意すること。
- 本品の損傷又は変形を防ぐため、慎重に取り扱うこと。
- 処置中に汚染された本品を使用しないこと。
- 本品を改造しないこと。
- 不適切な使用又は保管により、感染又は金属アレルギー等が生じるおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温を避け、室温の乾燥した場所に保管すること。

【包装】

・2本入／箱

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ネクステラ
福岡県福岡市東区多の津4-7-5
TEL：092-402-2608 FAX：092-402-2609

外国製造業者：Dental Studio Co., Ltd.

外国製造業者国名：大韓民国

【性能及び安全性に関する規格】

- 外観
目視により確認したとき、本品に変形、亀裂、破損、汚れ及び異物の付着がないこと。
- 刃部
目視により確認したとき、刃部に欠け、変形及び損傷がないこと。