

医 4 整形用品 32572000 綿状パッド 一般医療機器

ノイロシート（未滅菌）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

体内に留置しないこと

再使用禁止・裁断加工禁止

血管の全周性の使用及びシアノアクリレート系外科用接着剤によるコーティングを避けること（左記接着剤との併用禁止）

【形状・構造等】

*脱脂綿（100%）を圧縮したものの術野で本品が確認できるように木綿（100%）の黒糸がついているものもある

**【使用目的、効能又は効果】

*神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いるコットンまたは合成繊維等のパッドをいう

**【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

【使用上の注意】

*糸を強く引っ張るとシート部分から脱落する恐れがあるので、糸で本品を切開創から引っ張り出さないこと

包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと

再滅菌はしないこと

滅菌方法はエチレンオキサイドガス滅菌を推奨 蒸気滅菌には適していない 電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可

＜相互作用＞

血管の全周性の使用及びシアノアクリレート系外科用接着剤によるコーティングを避けること

1) 脳動脈瘤の親動脈、あるいは紡錘状動脈瘤の血管補強を目的として全周性に囲む手技は、遅発性の求心性狭窄、あるいは閉塞を生じる危険性がある¹⁾

2) 脳動脈瘤頸部などの補強のために行なった、滅菌済脳外科用パッドなど不織布によるラッピングとシアノアクリレート系外科用接着剤によるコーティングに伴い、閉塞性血管病変を認めた未破裂動脈瘤症例が報告されている発生要因として、接着剤の含有成分であるシアノアクリレートによる血管毒性と滅菌済脳外科用パッドなど不織布による高度の繊維化が推定されている²⁾

3) 脳動脈瘤頸部の補強のために行なった、滅菌済脳外科用パッドなど不織布によるラッピングとシアノアクリレート系外科用接着剤によるコーティングに伴い、脳動脈閉塞が認められ、また、肉芽腫形成、炎症性肉芽反応が疑われたとの報告がある³⁾

【貯蔵方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

**内容量および単位：パッケージに記載

【主要文献及び文献請求先】

1) 栗田裕樹他：親血管の全周性 wrapping により、その遅発性狭窄を生じた中大脳動脈瘤の 2 例

The Mt. Fuji Workshop on CVD. 13, 119, 1995.Hiroki Kurita et al : Delayed Parent Artery Narrowing Occurring Months after Aneurysm Surgery. A Complication after Aneurysm Surgery - Technical Case Report. Neurosurgery, 36 (6) : 1225 (1995))

2) 川村伸吾他：脳動脈瘤術後の Wrapping/Coating に伴う脳動脈閉塞性病変. 第 25 回日本脳卒中の外科研究会発表 (1996.4)

3) 小笠原邦昭他：脳動脈瘤に対する Bemsheets wrapping 後の遅発性親動脈狭窄. 第 25 回日本脳卒中の外科研究会発表 (1996.4)

文献請求先：白十字株式会社 TEL 0120-01-8910

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

問い合わせ（お客様相談室）

TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

**製造業者 白十字株式会社