

再使用禁止

フィニッシャー

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

1. 外観写真



2. 構成

種類	サイズ 呼称	オペレティブ部	色	
			ラバーストッパー	カラーコード
1	025 00	21 mm	赤	赤
2	025 00	25 mm	青	赤
3	025 00	31 mm	黒	赤
4	030 00	21 mm	赤	青
5	030 00	25 mm	青	青
6	030 00	31 mm	黒	青

3. 原材料：ニッケルチタン合金

4. 原理：本品は拡大された根管の仕上げ用の歯科用器具で、コントラハンドピースに接続し、らせん状のブレードを回転させる。さらに上下運動を加えることで根管全体をブレードが切削又は研磨し、根管が拡大・平滑化される。

【使用目的又は効果】

本品は、根管の拡大又は根管壁を平滑にするため、コントラハンドピースに接続し、これに上下方向の往復運動又は引上げ動作をさせることによる切削又は研磨に用いること。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

予め、使用するファイルの直径より大きく根管を拡大形成する。

2. 使用方法

- 根管治療時（#25 を使用）
 - プリスターパックから本品を取り出し、コントラハンドピースに装着する。
 - 根管長はプラスチックチューブで計測し、ラバーストッパーで長さを調節する。
 - 本品をプラスチックチューブ内で、シリンジのエアール又は水で冷却する。
 - コントラハンドピースを回転させた状態で、プラスチックチューブから抜き取る。その後、回転を止める。
 - 本品を根管へ挿入する。根管内に洗浄剤を注入し、本品を挿入後、コントラハンドピースを回転させる。
 - 本品を最大で1分間出し入れして根管を切削・研磨を行う。
 - コントラハンドピースを回転させたまま本品を根管内から抜く。
 - 残った残渣を取り除くため、根管を洗浄する。

- 同歯牙のさらに細かい根管を引き続き処置する場合は、
 - 以降の処置を同様に行う。本品は1回で4箇所を処置することが出来る（全工程処置時間：最大4分）。

2) 再根管治療時（#30 を使用）

- 根管に溶剤を注入する。
- プリスターパックから本品を取り出し、コントラハンドピースに装着する。
- 1)の(2)～(4)の作業を行う。
- 本品を根管へ挿入し、コントラハンドピースを回転させた後、最大30秒間根管全体を処置する。処置後は根管から抜き取り、コントラハンドピースを停止させる。
- 根管内がきれいになるまで、洗浄剤で最大30秒、EDTAで最大15秒の処置を交互に行う。
- 同歯牙のさらに細かい根管を引き続き処置する場合は、
 - 以降の処置を同様に行う。本品は1回で4箇所を処置することが出来る（全工程処置時間：最大5分）。

推奨するコントラハンドピースの条件

スピード：800rpm トルク：1 N・cm

3. 使用後の処置

- 本品は単回使用のため、使用後は必ず破棄する。
- 根管を乾燥させ、根充剤およびシーラーで充填する。

【使用方法に関する使用上の注意】

- 使用する直径より大きく拡大形成してから本品を用いること。
- 規定の使用箇所、使用時間内で行うこと。
- 複数根を処置する場合は、一番大きい根から処置すること。
- ファイルの温度上昇を防ぐため、使用中はグローブを装着すること。
- 使用直前までプリスターパックで保存し、使用後は破棄すること。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。（注意事項の内容例）

平成26年10月31日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保管方法及び有効期間等】

有効期間

滅菌有効期間は、プリスターパックに記載。（製造元データによる自己認証）

例：XXXX-YY-ZZ はXXXX年YY月ZZ日を示す。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話番号 06-6396-4400

FAX 番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 FKG Dentaire Sàrl

製造国 スイス