

スケーラー

【形状・構造及び原理等】

[形状]



本品は、作業部にステンレス鋼製の鎌状の刃をもつ手持ち型の器具であり、作業部（チップ）の形状と柄部（ハンドル）の形状の組合せによって51種類の製品がある。

チップ

204：204、204S、H-204S、H-204SD

シクル：H6/H7、H5/33、U15/30、U15/33、Ball5/6、103/106、CK-4、CK-6、NV1-ANTERIOR、NV2-POSTERIOR、NEB128、137

ジャケット：1/1S、1S/1S、2/3、2S/3S、34-35

マッコール：13S/14S、17S/18S

ヤンガーグッド：YG7/8

ハンドル

LT、LT0、TB、OCT

チップ

204		
種類	左チップ	右チップ
204		
204S		
H-204S		
H-204SD		

シクル		
種類	左チップ	右チップ
H6/H7		
H5/33		
U15/30		
U15/33		
Ball5/6		
103/106		

CK-4		
CK-6		
NV1-ANTERIOR		
NV2-POSTERIOR		
NEB128		
137		

ジャケット		
種類	左チップ	右チップ
1/1S		
1S/1S		
2/3		
2S/3S		
34-35		

マッコール		
種類	左チップ	右チップ
13S/14S		
17S/18S		

ヤンガーグッド		
種類	左チップ	右チップ
YG7/8		

ハンドル

種類	ハンドル
204、204S、H-204S、H-204SD、 H6/H7、H5/33、U15/30、U15/33、 103/106、1/1S、1S/1S、2/3、2S/3S、 34-35、13S/14S、17S/18S、YG7/8、 NV1-ANTERIOR、NV2-POSTERIOR、 NEB128、137	LT 
204、204S、H-204S、H-204SD、 H6/H7、H5/33、U15/30、U15/33、 Ball15/6、103/106、CK-4、CK-6、 1S/1S、2/3、2S/3S、34-35、 13S/14S、17S/18S、NEB12	LTO 
204、204S、H6/H7、H5/33、103/106、 CK-6、1/1S、13S/14S	TB 
204S、13S/14S、17S/18S	OCT 

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物の除去に用いる。

【使用上の注意】**

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】**

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、20分以上、又は135℃、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者 白水貿易株式会社

電 話 番 号 06-6396-4400

F A X 番 号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 業 者 Premier Dental Products Company

製 造 国 アメリカ