

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
歯科用咬合器 10201000
一般医療機器

アーテックス 咬合器

【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕

CR



本品はCR、CN、CT、CPR、BN、SLの6種類ある。

〔原理〕

上下顎の三次元的位置関係および下顎の運動要素を再現し、補綴物の製作、咬合診断等を行う。

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

蝶番付きの歯科用器具で予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取付け、下顎の一部または全部をシミュレートする。

【使用方法等】**

ノンアルコンタイプ (CN、CT、BN)

(セントリックの解放)

親指でクリックロッキングバーを押し上げる。これにより顎頭球が解放され、上弓が後方に動くようになる。更に、上弓を後方に移動し、クリックロッキングバーを押し下げること

で顎路が解放されて上弓を取り外すことができる。

(セントリックの閉鎖)

顎頭球を顎路の最も奥の位置に移動させ、クリックロッキングバーを押し下げると顎頭球が固定され、後方には移動せず、回転だけが可能になる。

(ベネット角の設定)

ベネット固定ネジを緩め顎頭を回して希望するベネット角に合わせ、ベネット固定ネジを締め付ける。

(矢状顎路角の設定)

矢状顎路固定ネジを緩め、希望する矢状顎路に合わせ矢状顎路固定ネジを締め付ける。

アルコンタイプ (CR、CPR、SL)

(セントリックの解放)

セントリックロックのパーツを上押し上げる。これにより顎頭球が開放されて上弓を取り外すことができる。

(セントリックの閉鎖)

顎頭球に上弓を取り付ける。セントリックロックのパーツを下に押し下げると顎頭球が固定され、後方には移動せず、回転だけが可能になる。

(ベネット角の設定)

ベネット固定ネジを緩め顎頭を回して希望するベネット角に合わせ、ベネット固定ネジを締め付ける。

(矢状顎路角の設定)

矢状顎路固定ネジを緩め、希望する矢状顎路に合わせ矢状顎路固定ネジを締め付ける。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

誤使用により調整が必要なときは、取扱説明書のキャリブレーション方法に従ってキャリブレーションを行うこと。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要項に関する Q&A について」別添 1

〔重要な基本的注意〕

1. 使用に際しては使用前に取扱説明書をよく読むこと。
2. 部品の中には、鋭利なものも含まれているため、その取扱に当たっては目や手指などを突き刺したり、損傷させないように十分に気をつけること。
3. 本品は精密機器のため、机から落下させたり強い衝撃を与えたり乱暴で無理な取扱はしないこと。精度が正常でなくなる恐れがあります。
4. 汚れや石膏片等が付着したまま使用しないこと。使用前に汚れた部分は、スチームクリーナーや温水で綺麗に清掃すること。
5. 清掃の際に、酸や溶剤は絶対に使用しないこと

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

埃や汚れを避けるため長期間使用しない場合は、カバーをかけたり、ケースに入れて保管し、汚れの多い場所に放置しないこと。

〔耐用期間〕

10 年〔自己認証（製造元データによる）〕

但し、これは保守点検が行われ、適切な環境で使われた場合で使用状況により変わります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：白水貿易株式会社
電話番号：06-6396-4400
FAX 番号：06-6396-4457
ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製造国：ドイツ
製造業者：AMANN GIRRBACH AG