

機械器具 60 歯科用エンジン
歯科技工用真空攪拌器 70742000
一般医療機器

スマートミックス

【形状・構造及び原理等】**

〔形状〕



〔原理〕

本品は、電動式攪拌装置、真空ポンプおよび混和ボウルを備え、減圧下で埋没材または石膏の粉末を水と練和する歯科用真空攪拌器である。

〔仕様〕

回転数 100-450r. p. m

真空度：100hPa

ポンプ能力：11L/min

【保守、点検に係る事項】

〔使用者による保守点検事項〕

1. いつも安全に能率よくご使用いただくために、1～2年毎に、定期点検をお勧めします。
2. 部品の交換は、必ず指定された純正部品をお使いください。
3. 故障した時は、訓練を受けた有資格者以外は修理しないこと。修理は専門家に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者	白水貿易株式会社
電話番号	06-6396-4400
FAX番号	06-6396-4457
ホームページ	https://www.hakusui-trading.co.jp
製造国	オーストリア
製造業者	Amann Girrbach AG

【使用目的又は効果】

埋没材、石膏またはシリコンの粉末を水または専用液と練和する。

【使用方法等】

1. 壁掛け式で使用する場合
本体がしっかり固定されているかどうか確認する。
2. スタンド式で使用する場合
本体がしっかり固定されているかどうか確認する。
3. 本体の電源プラグを家庭用AC100Vのコンセントに確実に差し込む。
4. 電源スイッチをI (IN)にする。(同時にLEDディスプレイが点灯する。)
5. マルチロータリーキーで予めセットしたプログラムを選択する。
6. 混和用ボウルを装着してから、Start ボタンを押す。攪拌が終了するまで混和用ボウルを手で押えておく。
7. 攪拌終了後、羽根部分と共に取り外す。

【使用上の注意】**

1. 機器は0℃～40℃、湿度20%～80%（但し、結露のない事）の範囲内で使用下さい。
2. 湿気の多い場所、濡れた場所での使用は感電事故の元になりますから、絶対に使用しないで下さい。
3. 操作中に回転ムラなど製品の調子が悪かったり、異常に気がついたら直ちに操作を中止して下さい。
4. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)
平成26年10月31日 事務連絡
医療機器の添付文書の記載要項に関するQ&Aについて」別添1