

歯科材料 06 歯科用印象材料
歯科印象採得用器材 70887000
一般医療機器

パナジル アドヒーシブ

【形状・構造及び原理等】

〔外観図〕



〔成分〕

シリコーン樹脂、溶媒（キシレン）

〔原理〕

溶媒が気化した後に残留する溶質が硬化することで接着する。

【使用目的又は効果】

本品は印象採得に使用する材料であり、印象トレーと歯科用印象材料との接着に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 本品を印象トレーに薄く塗布する。
2. 5 分間乾燥させる。
3. 本品を塗布した印象トレーに、練和した印象材を 30 分以内に盛る。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

本品をプラスチックの印象トレーに使用する際には、適合することを確認してから使用すること。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

1. 本品を下水道や排水溝に流さないこと。
2. 個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成 26 年 10 月 31 日事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

〔重要な基本的注意〕

1. 本品を使用後は直ちに容器のキャップを閉めること。
2. 本品を使用する際には、必ず医療用手袋及び保護めがね等を着用し、目、皮膚に付着しないように十分注意すること。

3. 本品が目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
4. 本品を飲みこんだ場合には、直ちに専門医の診察・処置を受けること。
5. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
6. 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
7. 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状を起こした時は使用を中止し、医師の診察を受けること。
8. 本品は可燃性のため、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。また、適切な換気（1 時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
9. 本品が衣服等に付いた場合、ドライクリーニングでは取れないので、衣服等に付着しないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】*

〔保管方法〕

18～25℃で保管すること。

〔使用期限〕

ラベル／包装に記載（製造元データによる自己認証）

※（例） XXXX-YY は、使用期限 XXXX 年 YY 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話番号：06-6396-4400

FAX 番号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造国：ドイツ

製造業者：Kettenbach GmbH & Co. KG

取扱説明書を必ずご参照ください