

機械器具 62 歯科用切削器
歯科用スケーラ 35320000
一般医療機器

LM スケーラー

【形状・構造及び原理等】* **

[形状]

把柄部

XSi：直径φ11.5mm（両端部）



Si：直径φ8.5mm（両端部）



作業部

種類	左作業部	右作業部
LM シックル スケーラー ミクロ LM 301-302		
LM シックル スケーラー LM204S LM 303-304		
LM シックル スケーラー ミニ LM 311-312		
LM シックル スケーラー LM23 LM 313-314		
LM シックル スケーラー カプラン LM 322-323		
LM シックル スケーラー ミニカプラン LM 333-334		
LM シックル スケーラー マッコール 11A-12A LM 324-325		
LM シックル スケーラー ネブラスカ 128 LM 128-128		
LM ハイジニスト スケーラー H4-H5 LM 144-145		
LM ハイジニスト スケーラー H6-H7 LM 146-147		
LM ラップランダー LM 148-149		
LM ハイジニスト スケーラー シックル LM 141		
LM ハイジニスト スケーラー U15 トナー LM 150		

【種類】

・ダブルエンド

LM シックル スケーラー ミクロ	LM 301-302	XSi、Si
LM シックル スケーラー	LM204S LM 303-304	XSi、Si
LM シックル スケーラー ミニ	LM 311-312	XSi、Si
LM シックル スケーラー	LM23 LM 313-314	XSi、Si
LM シックル スケーラー	カプラン LM 322-323	XSi、Si
LM シックル スケーラー	ミニカプラン LM 333-334	XSi、Si
LM シックル スケーラー	マッコール 11A-12A LM 324-325	XSi、Si
LM シックル スケーラー	ネブラスカ 128 LM 128-128	XSi、Si
LM ハイジニスト スケーラー	H4-H5 LM 144-145	XSi、Si
LM ハイジニスト スケーラー	H6-H7 LM 146-147	XSi、Si
LM ラップランダー	LM 148-149	XSi

・シングルエンド

LM ハイジニスト スケーラー シックル	LM 141	XSi、Si
LM ハイジニスト スケーラー	U15 トナー LM 150	XSi、Si

【使用目的又は効果】

歯の表面から歯石等を除去するために用いる。

【使用方法等】

作業部の刃を歯に当て、削り取りによって歯石等を除去する。

【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）
平成26年10月31日事務連絡
「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

【保守・点検に係る事項】**

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（134℃-137℃、2bar、3分以上）を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 白水貿易株式会社
電 話 番 号 06-6396-4400
F A X 番 号 06-6396-4457
ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>
製 造 業 者 LM Instruments Oy
製 造 国 フィンランド