

## LM ユニバーサルキュレット

### 【形状・構造及び原理等】\*

〔形状〕

把柄部

XSi: 直径φ11.5mm (両端部)



Si: 直径φ8.5mm (両端部)



作業部

| 種類                                 | 左作業部 | 右作業部 |
|------------------------------------|------|------|
| マッコール 13S-14S<br>LM 222-223        |      |      |
| ミニマッコール<br>13S-14S<br>LM 222-223M  |      |      |
| LM 15-16<br>LM 225-226             |      |      |
| マッコール 17-18<br>LM 277-278          |      |      |
| マッコール 17S-18S<br>LM 279-280        |      |      |
| ランガーキュレット<br>1-2 LM 281-282        |      |      |
| ランガーキュレット<br>3-4 LM 283-284        |      |      |
| ランガーキュレット<br>5-6 LM 285-286        |      |      |
| ランガーキュレット<br>ミニ 1-2<br>LM 281-282M |      |      |
| ランガーキュレット<br>ミニ 3-4<br>LM 283-284M |      |      |
| ランガーキュレット<br>ミニ 5-6<br>LM 285-286M |      |      |
| ゴールドマン<br>フォックス3<br>LM 233-234     |      |      |
| ゴールドマン<br>フォックス4<br>LM 235-236     |      |      |
| コロンビア 2L-2R<br>LM 217-218          |      |      |
| コロンビア 4L-4R<br>LM 219-220          |      |      |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| コロンビア 13-14<br>LM 237-238 |  |  |
| シンテット<br>LM 215-216       |  |  |
| シンテット ミニ<br>LM 215-216M   |  |  |
| バーンハルト 5-6<br>LM 227-228  |  |  |

### 〔種類〕

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| マッコール 13S-14S LM 222-223    | XSi, Si |
| ミニマッコール 13S-14S LM 222-223M | XSi, Si |
| LM 15-16 LM 225-226         | XSi, Si |
| マッコール 17-18 LM 277-278      | XSi, Si |
| マッコール 17S-18S LM 279-280    | XSi, Si |
| ランガーキュレット 1-2 LM 281-282    | XSi, Si |
| ランガーキュレット 3-4 LM 283-284    | XSi, Si |
| ランガーキュレット 5-6 LM 285-286    | XSi, Si |
| ランガーキュレットミニ 1-2 LM 281-282M | XSi, Si |
| ランガーキュレットミニ 3-4 LM 283-284M | XSi, Si |
| ランガーキュレットミニ 5-6 LM 285-286M | XSi, Si |
| ゴールドマンフォックス3 LM 233-234     | XSi, Si |
| ゴールドマンフォックス4 LM 235-236     | XSi, Si |
| コロンビア 2L-2R LM 217-218      | XSi, Si |
| コロンビア 4L-4R LM 219-220      | XSi, Si |
| コロンビア 13-14 LM 237-238      | XSi, Si |
| シンテット LM 215-216            | XSi, Si |
| シンテット ミニ LM 215-216M        | XSi, Si |
| バーンハルト 5-6 LM 227-228       | XSi, Si |

### 【使用目的又は効果】

歯肉縁上及び歯肉縁下の搔爬に用いる。

### 【使用方法等】

作業部の刃を歯肉縁上又は歯肉縁下にあて、掻き出しを行う。

### 【使用上の注意】

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり、既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。

(注意事項の内容例)

平成26年10月31日事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関するQ&Aについて」別添1

### 【保守・点検に係る事項】\*\*

付着した血液等を十分に洗浄して乾燥させ、滅菌バック等に入れてオートクレーブ滅菌(134℃-137℃、2bar、3分以上)を行う。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白水貿易株式会社

電話 番号 06-6396-4400

FAX 番号 06-6396-4457

ホームページ <https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製造業者 LM-Instruments Oy

製造国 フィンランド