

機械器具 58 整形用機械器具
手術用レンチ 32871000
一般医療機器

サージカルラチェット

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕



〔成分〕

ステンレス鋼

〔原理〕

本品先端の歯車は一方方向にのみ回転するため、操作の途中、本品を器具に装着しなおすことなく、器具を回転させることができる。

【使用目的又は効果】

本品は他の器具と連結させ、歯科用インプラントの締め付け等を行うために用いる。

【使用方法等】＊

1. 本品にラチェットアダプター又はラチェット/タップアダプター等の器具を装着する。
2. 本品を時計回り（右回り）に回転させ、器具を回転させる。
3. 締め付けが足りない場合は、本品を反時計回り（左回り）に回転させて本品を元の位置に戻し、再び時計回り（右回り）に回転させて器具を回転させる。
4. 使用後、洗浄及び滅菌を行う。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

1. 本品で器具を回転させる際は、本品表面の矢印が時計回り（右回り）を向くように持つこと。
2. 本品と併用する器具をあらかじめ確認しておくこと。
3. インプラントの締め付けを行う際は、過度の締め付けを行わないこと。良好な骨結合が得られないことがある。

【使用上の注意】＊

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
（注意事項の内容例）

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

【保守・点検に係る事項】＊

〔洗浄〕

1. 使用後、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに洗浄液等に浸漬し、除去する。
2. 洗浄後、腐食防止のために直ちに乾燥する。

〔滅菌〕

洗浄後、器具は水分を除去し、十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌（121℃、140 kPa、20 分以上）すること。なお、滅菌のためのバッグ包装にあたっては、確実に滅菌できるように設定すること。

取扱説明書を必ずご参照ください