

機械器具 58 整形用機械器具
ドライバ及び抜出器 11345000
一般医療機器

ヘクスドライバ

【形状・構造及び原理等】*

〔形状〕

スイベルヘッド



アキュトルクレンチ用



種類：

ヘクスドライバ. 035"	スイベルヘッド ショート
	スイベルヘッド ロング
	アキュトルクレンチ用 ショート
ヘクスドライバ. 048"	スイベルヘッド ショート
	スイベルヘッド ロング
	アキュトルクレンチ用 ショート
ヘクスドライバ. 062"	アキュトルクレンチ用 ロング
	スイベルヘッド ショート
	スイベルヘッド ロング
	アキュトルクレンチ用 ショート
	アキュトルクレンチ用 ロング

〔成分〕

ステンレス鋼

〔原理〕

本品の先端をアバットメントスクリュー等のソケットに挿入し、手動で本品を回転させることにより、アバットメントスクリュー等を締結又は撤去する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラント手術時にアバットメントスクリュー等を締結、又は撤去する場合に組み合わせて用いる。

【使用方法等】*

1. アバットメントスクリュー等に対し適切な種類を選択する。
2. アキュトルクレンチ用を使用する場合は、アキュトルクレンチに装着する。
3. 本品の先端をアバットメントスクリュー等のソケットに嵌合させる。
4. アバットメントスクリュー等を締結する場合は本品を時計回りに、緩める場合は本品を反時計回りに回転させる。
5. 使用後、洗浄及び滅菌を行う。

〔使用方法に関する使用上の注意〕

使用前に、使用する本品の種類を確認すること。

【使用上の注意】*

〔使用注意〕

個別の医療機器によらず医療従事者として医療を実施するにあたり既に注意されていると考えられている事項は遵守すること。
(注意事項の内容例)

平成 26 年 10 月 31 日 事務連絡

「医療機器の添付文書の記載要領に関する Q&A について」別添 1

〔重要な基本的注意〕

1. 使用前に必ず、洗浄・滅菌すること。
2. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬し、除去すること。
3. 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。

【保守・点検に係る事項】*

〔滅菌〕

洗浄後、器具は水分を除去し、十分乾燥させてから滅菌バッグ等に入れ、オートクレーブ滅菌(121℃、140 kPa、20 分以上)すること。なお、滅菌のためのバッグ包装にあたっては、確実に滅菌できるように設定すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：白水貿易株式会社

電話 番 号：06-6396-4400

F A X 番 号：06-6396-4457

ホームページ：<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

製 造 国：アメリカ合衆国

製 造 業 者：[Keystone Dental, Inc.](#)

取扱説明書を必ずご参照ください